

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/elektrostymulator-tens-aparat-przeciwbolowy-yuwell-p-15732.html>



Elektrostymulator TENS - aparat przeciwbólowy - YUWELL

Cena	200,00 zł
Numer katalogowy	SDP-330
Producent	Timago

Opis produktu

Elektrostymulator SDP-330 TENS marki Yuwell aparat do elektrostymulacji prądami TENS, zasilany z wbudowanego akumulatora ładowanego przez USB. Stosowany w terapii przeciwbólowej, do wzmacniania i rozbudowy mięśni, a także do masażu relaksacyjnego.

Jest przeznaczony do użytku profesjonalnego - w szpitalach, klinikach oraz użytku domowego - w warunkach domowej opieki zdrowotnej.

Stymulator nerwów i mięśni SDP-330 jest zaawansowanym urządzeniem do elektroterapii wyposażonym w 1 kanał wyjściowy, a także w regulację trybów i intensywności wyprowadzanych impulsów. Zasada działania stymulatora nerwów i mięśni jest podobna jak w przypadku tradycyjnych elektronicznych instrumentów terapeutycznych, przy tym aparat stanowi połączenie nowoczesnej technologii mikrokomputerowej z metodami stosowanymi w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Czym jest prąd TENS?

TENS, to przezskórna elektryczna stymulacja nerwów sensorycznych, która jest efektywną metodą uśmierzania bólu powszechnie stosowaną i uznawaną przez fizjoterapeutów klinicznych, rehabilitantów i sportowców na całym świecie.

Prądy TENS o wysokiej częstotliwości aktywują mechanizmy blokowania bólu w systemie nerwowym wykorzystując zjawisko tzw. bramki bólowej. Impulsy elektryczne wychodzące z elektrod naklejonych na skórę nad miejscem bólu, stymulują nerwy czuciowe, aby zablokować dotarcie sygnału bólowego do mózgu, co sprawia, że ból nie jest odczuwany. Natomiast prądy TENS o niskiej częstotliwości stymulują uwalnianie endorfin, naturalnych substancji przeciwbólowych naszego organizmu. TENS nie leczy przyczyn bólu, natomiast zmniejsza jego odczuwanie. Dotyczy to zarówno bólu ostrego jak i przewlekłego.

Zastosowanie:

Elektrostymulator TENS, model SDP-330 służy do aplikowania impulsów o niskiej częstotliwości w celu stymulacji ludzkiego ciała. Jego działanie polega na doprowadzaniu prądu elektrycznego do elektrod na skórze pacjenta w celu uśmierzania bólu.

Przeciwwskazania:

Stosowanie produktu jest zabronione w przypadku następujących kategorii pacjentów:

- pacjenci ze wszczepionymi urządzeniami medycznymi;
- kobiety w ciąży, dzieci;
- pacjenci w owrzodzeniach, zadrapaniach, świeżymi bliznami lub podrażnieniem skóry.

Zalecany dla osób powyżej 18 roku życia.

Elektrostymulator SDP-330 YUWELL powinien spełnić podstawowe oczekiwania osób pragnących stosować nieskomplikowane urządzenie do elektroterapii prądami TENS średniej mocy.

Co go wyróżnia?

- Mała kompaktowa obudowa;
- 9 trybów pracy;
- 10 poziomów intensywności terapii:
 - **poziom 1-3** - niska intensywność - na wrażliwe części ciała;
 - **poziom 4-7** - umiarkowana intensywność - dedykowane dla osób doświadczających łagodnego lub umiarkowanego bólu;
 - **poziom 8-10** - wysoka intensywność - dedykowane dla osób doświadczających ostrego bólu;
- Czas terapii: 15 min.
- Wbudowany akumulator - nie ma konieczności wymiany baterii;
- Ładowanie za pomocą micro-USB (podczas ładowania nie można wykonywać zabiegu);
- Wysoka jakość wykonania;
- Wyrób medyczny;
- Certyfikat CE;
- Gwarancja: 1 rok.

W zestawie oprócz elektrostymulatora:

- Komplet 2 elektrod - elektrody wystarczają na 300 zabiegów;
- Kabel USB (mikro-USB);
- Ładowarka;
- Komplet przewodów połączeniowych.
- Instrukcja obsługi

Dane techniczne

MOC	Prąd znamionowy ładowarki: DC 5 V, 1 A
BATERIA	Wielokrotnego ładowania - napięcie DC 3,7 V
MOC WEJŚCIOWA	10 VA
ROZMIAR ELEKTRODY	10 x 5,5 cm