

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 12:51

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-activall-p-5592.html>



Pionizator ACTIVALL™

Cena	3 600,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ACTIVALL™
Producent	Akces-Med

Opis produktu

Pionizator **ACTIVALL™** jest szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji pacjentów zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych. Urządzenie pozwala na pełną pionizację pacjenta dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn dolnych. Umożliwia także samodzielne swobodne przemieszczanie się, a separator stóp zapobiega krzyżowaniu się nóg.

Dzięki pracy z pionizatorem **ACTIVALL™** dzieci mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo odzyskiwać utraconą sprawność.

Lekka i bardzo stabilna podstawa pozwala na łatwe, samodzielne przemieszczanie. Dobre dopasowanie obejm z bezpiecznym zamknięciem daje poczucie bezpieczeństwa i swobody wykonywanych ruchów.

Szeroka gama rozmiarowa sprawia, że urządzenie to znajduje odbiorców o różnym wzroście i wieku. Pozwala użytkownikom zdobywać nowe doświadczenia i prowadzić w miarę możliwości, samodzielne i niezależne życie.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Samodzielność

Istnieje możliwość samodzielnej pionizacji lub przemieszczania się w urządzeniu.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

2 w 1

Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu. Funkcję statyczną oraz dynamiczną.

- Stylowo wykończona rama pionizatora podkreśla charakter produktu
- Separator kończyn dolnych zapobiega krzyżowaniu się nóg
- Wytrzymała uprząż miednicza zapobiega przed upadkiem
- Możliwość montażu stabilizatora kończyn dolnych. (Funkcja statyczna)
- Możliwość montażu separatora kończyn dolnych. (Funkcja dynamiczna)
- Moduł ACTIVALL CROSS™ umożliwia przyjęcie pozycji stojącej oraz poruszanie się w domu, oddziale szpitalnym czy na świeżym powietrzu.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany do stosowania dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

PRZECIWWSKAZANIA

W trakcie trwania pionizacji należy obserwować osobę pionizowaną. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, takich jak zblednięcia, pocenie się lub zasłabnięcia, przeciążenie stawów i wynikające z tego deformacje ciała, terapię należy przerwać. Dalsze postępowanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, który przepisal pomoc.

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do pionizacji jest krytyczny stan użytkownika.

Przeciwwskazania względne do pionizacji:

- Nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej **200/110 mmHg**, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, nieustabilizowana astma, nieustabilizowane zaburzenia metaboliczne, umiarkowane stadium choroby zastawek serca.
- Każdy stan, taki jak gojące się złamanie lub ciężka osteoporoza, który uniemożliwia obciążenie ciężarem własnego ciała w jakikolwiek sposób.
- Złamanie z niepełnym zrostem, chyba że uzyskano zgodę lekarza.
- Pooperacyjne ograniczenia dotyczące obciążania stawów.
- Ból związany ze stanem w pionizatorze (spowodowany podwichnięciem lub zwichnięciem biodra, nadmiernym rozciąganiem tkanek miękkich, nadmiernym uciskiem). Podwichnięcie lub zwichnięcie stawu biodrowego przy braku dolegliwości bólowych nie jest przeciwwskazaniem.

Osoby ze znacznym zgięciem w stawach biodrowych lub kolanowych, a także z przykurczami w obrębie stawu skokowego, mogą nie być w stanie korzystać z pionizatora. Należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że pozycja w urządzeniu nie powoduje nadmiernego ucisku lub rozciągania zmienionych chorobowo obszarów ciała. W takich przypadkach pionizacja może być przeciwwskazana do czasu uzyskania większego zakresu ruchu w przykurczonych stawach. W przypadku osób z upośledzonym układem krążenia (nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej **200/110 mmHg**, nadciśnienie płucne, zaburzenia rytmu serca, umiarkowane stadium choroby zastawek serca); układem oddechowym (nieustabilizowana astma) oraz nieustabilizowanymi zaburzeniami metabolicznymi, konieczne jest ściśle monitorowanie użytkownika podczas przebywania w pozycji stojącej, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Obejmuje to w szczególności kontrolowanie ciśnienia krwi, częstości akcji serca i wszelkich objawów nadciśnienia ortostatycznego.

Tabele rozmiarowe

Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	70 - 100	100 - 130	110 - 150
A/A₁	szerokość peloty biodrowej/piersiowej	[cm]	26	28	31
C	wysokość peloty biodrowej	[cm]	44 - 60	66 - 82	77 - 102
C₁	wysokość peloty piersiowej	[cm]	52 - 70	77 - 95	89 - 116
B/B ₁	głębokość peloty biodrowej*/piersiowej	[cm]	22	25	27
	obwód peloty biodrowej/piersiowej	[cm]	87	97	106
	max. waga użytkownika	[kg]	25	40	60

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Mierzone bez upręży miednicznej.

** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu

	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	59	60	63
Długość	[cm]	73	84	84
Wysokość	[cm]	54	79	90
Waga	[kg]	13,5	16,5	18

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

W ramach naszego stałego ulepszania produktu **Akces-MED** zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez powiadomienia. Ponadto nie wszystkie oferowane opcje i funkcje są kompatybilne ze wszystkimi konfiguracjami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Kolorystyka

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

KOD NFZ

Kod środka
Nazwa
Odpłatność
Okres używalności
Lekarze upoważnieni

Limit NFZ

S.10.01
Pionizator
Bezpłatnie do wysokości limitu
Raz na **5** lat
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
3000 zł
Dofinansowanie
Ustawa za życiem

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 (+ 200,00 zł), 3 (+ 400,00 zł), 4 (+ 600,00 zł), 5 (+ 800,00 zł)