

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/aktywna-orteza-na-opadajaca-stope-am-oss-10-p-5938.html>

Aktywna orteza na opadającą stopę AM-OSS-10



Cena	280,00 zł
Numer katalogowy	AM-OSS-10
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza AM-OSS-10 pomaga przywrócić utracone funkcje przez aktywne wspomaganie ruchu podnoszenia stopy u osób mających niedowład kończyn, w szczególności u osób z hemiplegią po udarze mózgu oraz osób z zaburzeniami nerwów obwodowych, w przebiegu urazu układu nerwowego i jego zwyródnień.

Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.

Jeżeli chcesz, by orteza używana przez Ciebie była niezauważalna dla innych osób, jeżeli chcesz by nie ograniczała Ci w żaden sposób ruchu podczas codziennego użytkowania, jeżeli chcesz by cechowała się wyjątkowo skuteczną kompresją – wybierz ortezę wykonaną z surowca PowerFIT. Jest to trójwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu oraz jego walory estetyczne, jest odporna na brud i ścieranie. Wewnętrzny rdzeń odpowiada również za kompresję i redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ze względu na specyficzną konstrukcję surowca PowerFit, używając ortezy w gorącym środowisku – zabezpieczony staw pozostaje chłodny, używając jej zaś w niskich temperaturach – staw jest lekko ocieplany. Ortezy wykonane z tego surowca, to najbardziej zaawansowane technologicznie ortezy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta oraz jego środowisko.

Wysokiej jakości materiał i fizjologiczna konstrukcja powodują wysoki komfort użytkowania oraz dużą skuteczność szczególnie w połączeniu z terapią funkcjonalną i sensomotoryczną. Orteza wspomaga podnoszenie stopy i poprawia jej stawianie. Pasywnie i aktywnie koryguje inwersję stopy, gdyż poprzez układ specjalnych podciągów pobudza aktywność dźwigacza stopy i zwiększa zasięg kroku.

Przeznaczenie

- ograniczone zgięcie grzbietowe stopy
- niedowład, stopa wiotka na skutek: udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, porażenia nerwu strzałkowego itp.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL
TYP: lewy , prawy