

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/aktywny-stabilizator-do-wczesnego-czynnoscowego-leczenia-stawu-barkowego-am-bx-03-p-6189.html>



## Aktywny stabilizator do wczesnego czynnościowego leczenia stawu barkowego AM-BX-03

Cena **370,00 zł**

Numer katalogowy **AM-BX-03**

Producent **Reh4Mat**

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

W przypadku występowania dolegliwości bólowych wywołanych przez artrozę, w stanach pooperacyjnych lub pourazowych stawu barkowego aktywny stabilizator AM-BX-03 utrzymuje staw barkowy w położeniu pośrednim, zapewniając lepsze prowadzenie stawu. Mięśnie barku są pobudzane, a staw odzyskuje stabilność. W razie potrzeby dodatkowa silikonowa wkładka uciskowa masuje miejscowo tkanki miękkie barku.



Wkładka znajduje się w specjalnym pokrowcu zapewniającym oddychanie skóry i komfort użytkowania.



WKŁADKA SILIKONOWA

W leczeniu zachowawczym stawu barkowego, bezpieczne prowadzenie kontuzjowanego stawu i dokładne kontrolowanie jego ruchu, są często kluczowe dla pomyślnego leczenia. Wyrób ma bardzo istotne znaczenie w łagodzeniu bólu oraz w celu wspierania mobilności stawu. Stabilizator AM-BX-03 chroni staw barkowy przed bolesnymi kolistymi ruchami. Zapewnia również wsparcie dla innych ruchów, takich jak boczne podnoszenie ramienia w celu wzmocnienia mięśni. Pełne uśmierzające ból działanie masującej wkładki silikonowej jest wytwarzane w czasie ruchu. Podczas ruchu, kompresja dzianiny ActivPren wywiera korzystny przerywany masaż kompresyjny, który aktywuje metabolizm i pomaga szybciej zmniejszyć obrzęk stawu.

Łatwe zakładanie i zdejmowanie ortezy następuje dzięki wysokiej sprężystości i miękkiej taśmy mocowanej w górnej części ciała.



Powierzchnia piersiową zostaje wolna co jest szczególnie wygodne w trakcie noszenia. AM-BX-03 jest dostępny jako uniwersalny i dlatego może być noszony na lewej lub prawej stronie.

#### **Orteza została wykonana z surowca PowerFIT.**

Jeżeli chcesz, by orteza używana przez Ciebie była niezauważalna dla innych osób, jeżeli chcesz by nie ograniczała Ci w żaden sposób ruchu podczas codziennego użytkowania, jeżeli chcesz by cechowała się wyjątkowo skuteczną kompresją – wybierz ortezę wykonaną z surowca PowerFIT. Jest to trójwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu oraz jego walory estetyczne, jest odporna na brud i ścieranie. Wewnętrzny rdzeń odpowiada również za kompresję i redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ze względu na specyficzną konstrukcję surowca PowerFit, używając ortezy w gorącym środowisku – zabezpieczony staw pozostaje chłodny, używając jej zaś w niskich temperaturach – staw jest lekko ocieplany. Ortezy wykonane z tego surowca, to najbardziej zaawansowane technologicznie ortezy na rynku, których użytkowanie jest praktycznie niezauważalne dla pacjenta oraz jego środowisko.

Wyrób można stosować zarówno na prawe jak i lewe ramię.

Orteza posiada wewnątrz mocowanie do wpięcia trójkątnej masującej peloty silikonowej.

#### **Przeznaczenie**

- po przebytych urazowych uszkodzeniach stawu barkowego
- artroza
- nawykowe zwicnięcie stawu ramiennego
- ból
- obrzęk
- stan zapalny stawu
- profilaktycznie w sporcie

---

Rozmiar	Obwód ramienia	Sposób dokonywania pomiaru
	XS	23 - 26 cm
	S	26 - 28 cm
	M	28 - 31 cm
	L	31 - 34 cm
	XL	34 - 36 cm

Wyrób uniwersalny na prawą i lewą rękę.

Całkowita długość elementu ramienia:

XS - S: 28 cm

M: 29 cm

L: 30 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** XS , S , M , L , XL