

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/cosa-active-junior-orteza-odwodzaca-biodra-p-9520.html>



Cosa Active / Junior orteza odwodząca biodra

Cena	1 200,00 zł
Producent	Ottobock

Opis produktu

Cosa Active/Junior to orteza odwodząca biodra. Jeśli u pacjenta występuje chód nożycowy, orteza zapobiega krzyżowaniu się kolan i pozwala na bardziej stabilną pozycję stojącą i siedzącą, dzięki pelotom odwodzącym. Oznacza to, że wraz z dzieckiem pokonacie większe odległości przy mniejszym nakładzie energii.

Ta funkcjonalna orteza wspomaga także fizjologiczny wzorzec chodu, dzięki poprawie symetrii miednicy i zwiększonej swobodzie ruchu kolan. Cosa Active/Junior przyda się również osobom używającym wózka inwalidzkiego - dzięki niej, dodatkowy klin w wózku inwalidzkim nie będzie potrzebny. Ortezy można używać od dzieciństwa aż do dorosłości.

- Zapobiega „chodowi nożycowemu”, występującemu zwykle w różnych typach mózgowego porażenia dziecięcego
- Ortezę można nosić razem z ortezami stawu skokowego
- Różne standardowe rozmiary dla dzieci i dorosłych
- Twój technik ortopeda indywidualnie dopasuje peloty i paski

Korzyści w skrócie:

Dyskretna i skuteczna

Cosa Active i Cosa Junior poprawiają kontrolę nad tułowiem i stabilizują pozycję stojącą i siedzącą, dzięki pelotom między nogami. Sprawność ruchowa wzrasta również dzięki redukcji chodu nożycowego (spastyczne krzyżowanie nóg). Swoboda ruchu kolan poprawia ogólny wzorzec chodu.

Wysoki poziom wygody użytkownika

Oddychający, miękki materiał, paski, które można indywidualnie dopasować, a także zamek błyskawiczny (Cosa Active), ułatwiający zakładanie i zdejmowanie: wszystko to zapewnia użytkownikowi wysoki poziom wygody.

Szeroka gama możliwości łączenia

Dzięki ortezie, nie jest wymagane stosowanie dodatkowych klinów w wózkach inwalidzkich, ponieważ peloty odwodzące zapewniają poszerzoną podstawę przy pozycji siedzącej. Ortezy Cosa Active/Junior można łatwo łączyć z ortezami poniżej

kolana, w celu ustabilizowania wzorca chodu.

Nadaje się do noszenia w dzień i w nocy

Ortezy Cosa Active/Junior można nosić w ciągu dnia i w nocy. Może to pomóc w szczególności w zapobieganiu pocierania kolan w nocy.

Łatwa w pielęgnacji

Cosa Active/Junior można prać w pralce w temperaturze 40°C. W tym celu można usunąć peloty.

Wskazania:

- Diplegia spastyczna
- Dysplazja stawu biodrowego
- Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego
- Obniżone napięcie mięśniowe
- Tetraplegia spastyczna

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 104 , 116 , 128 , 140 , 152 , 92 , S , M , L , 80