

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/dziecieca-orteza-barkowo-lokciowa-am-sob-02-p-6453.html>

Dziecięca orteza barkowo - łokciowa AM-SOB-02



Cena	270,00 zł
Numer katalogowy	AM-SOB-02
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Dziecięca orteza barku AM-SOB-02 doskonale unieruchamia kończynę górną po urazie. Zapewnia kompresję stawów, zwiększając absorpcję wysięków i krwiaków oraz przyspieszając proces gojenia. Nasza **orteza barku** utrzymuje kończynę w pozycji neutralnej zapewniając jej komfortowe warunki do prawidłowego leczenia po skręceniach, zwichnięciach i złamaniach w obrębie barku.

SZCZEGÓLNE ZALETY

- **ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ**
- **ALTERNATYWA GIPSU** – orteza zastępuje tradycyjne, ciężkie opatrunki gipsowe, zapewniając doskonałą stabilizację i wysoki komfort użytkowania
- **24-GODZINNA TERAPIA** – orteza może być stosowana jako całodobowe unieruchomienie i stabilizacja stawu barkowego podczas wielu codziennych aktywności
- **WYRÓB MEDYCZNY KL. I** – produkt jest zarejestrowanym i opatentowanym wyrobem medycznym klasy I
- **DWUSTRONNOŚĆ** – orteza pasuje zarówno na prawe jak i lewe ramię
- **PRZYJAZNY DLA SKÓRY**
- **EKOLOGICZNY**
- **ODDYCHAJĄCY**
- **INNOWACYJNY**
- **BAWEŁNA**

RZEZNACZENIE

- urazy barku
- zwichnięcie barku
- skręcenie stawu ramiennego
- urazy obojczyka
- złamania w obrębie kości ramiennej, łokciowej i przedramienia
- skręcenie stawu łokciowego
- konieczność pourazowego i pooperacyjnego unieruchomienia barku, ramienia, łokcia i przedramienia
- uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie kończyny górnej wymagające unieruchomienia (stłuczenia, infekcje)

CZYM JEST ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWEGO?

To uraz, który powstaje na skutek wykonywania ruchu poza fizjologiczną ruchomość stawu. Aby do niego doszło wystarczy wstąpienie mechanizmu pośredniego, np. gdy Twoje aktywne dziecko w trakcie zabawy czy uprawiania sportu upada na ziemię na wyprostowane ramię.

Na skutek zwichnięcia dochodzi do przemieszczenia się głowy kości ramiennej względem panewki łopatki. Takie przemieszczenie może odbyć się w kierunku przednim, tylnym, dolnym, górnym czy piersiowym. Zwichnięciu towarzyszy uszkodzenie torebki stawowej i więzadeł. Po wystąpieniu urazu dziecko odczuwa silny ból, pojawia się obrzęk, krwiak, a ruch staje się niemożliwy.

Większość zwichnięć stawu barkowego wymaga natychmiastowego nastawiania, a następnie unieruchomienia stawu w specjalnym temblaku. Do tego celu idealnie nadaje się **orteza barkowo-obojczykowa AM-SOB-02**.

JAK DZIAŁA ORTEZA BARKOWO-OBOJCZYKOWA AM-SOB-02?

Dziecięca orteza barku AM-SOB-02 doskonale unieruchamia kończynę górną po urazie. Zapewnia kompresję stawów, zwiększając absorpcję wysięków i krwiaków oraz przyspieszając proces gojenia.

Nasza orteza barku utrzymuje kończynę w pozycji neutralnej zapewniając jej komfortowe warunki do prawidłowego leczenia po skręceniach, zwichnięciach i złamaniach w obrębie barku.

Orteza dziecięca AM-SOB-02 została wykonana z najwyższej jakości materiału **ACTIVdistance**, który charakteryzuje się wysokim komfortem użytkowania.

ACTIVdistance to trójwarstwowy aktywny surowiec, który składa się z pianki komfortowej oraz dwóch bardzo mocnych nierozciągliwych okładzin poliamidowych. Specyfika surowca **ACTIVdistance** polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Dzięki zastosowaniu w surowcu pianki komfortowej, jest on bardzo miękki, co poprawia komfort użytkowania wyrobów z niego wykonanych. Dodatkowym atutem surowca **ACTIVdistance** jest fakt, że posiada on obustronną funkcję samoszczepną, co zdecydowanie ułatwia jego użytkowanie.

Orteza barkowo-obojczykowa AM-SOB-02 posiada innowacyjną konstrukcję, w której specjalny pas ramienny otacza ramię i zapewnia jego prawidłowe przyleganie do tułowia. Takie rozwiązanie ustawia kość ramienną i bark w pozycji neutralnej i zapobiega możliwości odwiedzenia kończyny. Dzięki temu, orteza zapewnia komfortowe warunki dla prawidłowego leczenia urazów w obrębie barku.

Nie bez powodu nasza **dziecięca orteza AM-SOB-02** posiada tylne zapięcie krzyżowe. Tylko dzięki takiemu rozwiązaniu, zapewniamy prawidłowe wsparcie kończyny górnej i jej ułożenie w funkcjonalnym zgięciu łokcia pod kątem prostym bez jednoczesnego obciążania stawów barkowo-obojczykowych, tak jakby miało to miejsce w przypadku tradycyjnych prostych szelek.

TABELA ROZMIAROWA

Rozmiar	Obwód w klatce piersiowej
1	50-57 cm
2	58-65 cm
3	do 75 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3