

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/dziecieca-otwarta-orteza-reki-i-przedramienia-am-osn-u-01-p-6474.html>



## Dziecięca otwarta orteza ręki i przedramienia AM-OSN-U-01

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>220,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>AM-OSN-U-01</b> |
| Producent        | <b>Reh4Mat</b>     |

### Opis produktu

**Orteza nadgarstka AM-OSN-U-01** została zaprojektowana z myślą o najmłodszych. Wyposażona w anatomiczną szynę dłoniową i wykonana z najwyższej jakości surowców z atestami medycznymi jest jedynym tak profesjonalnym produktem dedykowanym dzieciom dostępnym na rynku.

### SZCZEGÓLNE ZALETY

- **ORTEZA NADGARSTKA**
- **ALTERNATYWA GIPSU** – orteza zastępuje tradycyjne, ciężkie opatrunki gipsowe, zapewniając doskonałą stabilizację i wysoki komfort użytkowania
- **24-GODZINNA TERAPIA** – orteza może być stosowana jako całodobowe unieruchomienie i stabilizacja stawu nadgarstkowego podczas wielu codziennych aktywności
- **WYRÓB MEDYCZNY KL. I** – produkt jest zarejestrowanym i opatentowanym wyrobem medycznym klasy I
- **ANATOMICZNA SZYNA DŁONIOWA** – anatomicznie wyprofilowana szyna aluminiowa doskonale stabilizuje staw nadgarstkowo-promieniowy dziecka, zabezpieczając go przed niekontrolowanym zgięciem
- **PZYJAZNY DLA SKÓRY**
- **EKOLOGICZNY**
- **ODDYCHAJĄCY**
- **INNOWACYJNY**
- **BAWEŁNA**

### PRZEZNACZENIE

- złamanie nadgarstka
- skręcenie nadgarstka
- zwichnięcie nadgarstka
- stan zapalny stawu nadgarstkowego
- po urazie stawu promieniowo-nadgarstkowego
- zmiany przeciążeniowe
- uszkodzenie torebki stawowej
- uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej
- złamanie przeciążeniowe

### CZYM JEST ZWICHNIĘCIE NADGARSTKA?

Częstsze niż u dorosłych obrażenia w obrębie rąk u dzieci związane są z ich większą aktywnością życiową, ruchliwością, brakiem doświadczenia i wykształcenia bezpiecznych nawyków.

---

Do zwichnięcia nadgarstka dochodzi na skutek przemieszczenia się kości poza obrys stawu. Ból i ograniczenie ruchomości są mocno odczuwalne szczególnie po stronie grzbietowej ręki.

Podczas zwichnięcia nadgarstka bardzo często dochodzi do uszkodzenia torebki stawowej. Nielezione zwichnięcie nadgarstka powoduje długotrwały stan zapalny i dolegliwości bólowe, które trudno potem wyeliminować. Leczenie bólu grzbietowej części stawu nadgarstkowo obejmuje odpoczynek, farmakoterapię oraz unieruchomienie w specjalistycznej **dziecięcej otwartej ortezie ręki i przedramienia AM-OSN-U-01**.

## JAK DZIAŁA DZIECIĘCA OTWARTA ORTEZA RĘKI I PRZEDRAMIENIA AM-OSN-U-01?

Orteza nadgarstka AM-OSN-U-01 została zaprojektowana z myślą o najmłodszych. Wyposażona w anatomiczną szynę dłoniową i wykonana z najwyższej jakości surowców z atestami medycznymi jest jedynym tak profesjonalnym produktem dedykowanym dzieciom dostępnym na rynku.

Spełnia ona doskonale swoje zadanie, stabilizując i unieruchamiając staw nadgarstkowy dziecka oraz z powodzeniem zastępując ciężki i tradycyjny opatrunek gipsowy. Kciuk jest wolny od stabilizacji, dzięki czemu pomimo noszenia ortezy, rączka dziecka utrzymuje funkcje chwytne ręki. W związku z tym, Twoje dziecko może stosować naszą ortezę przez 24 godziny na dobę, bez konieczności rezygnacji z codziennych aktywności i zabawy!

**Dziecięca orteza AM-OSN-U-01** została wykonana z innowacyjnego surowca **AirSanmed**.

Specyfika surowca **AirSanmed** polega na tym, że nie jest on elastyczny i nie rozciąga się, przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Przy skórze dziecka znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, która jest przyjazna dla skóry oraz posiada **atest Oeko-Tex Standard 100**. Wewnątrz znajduje się półsztywna perforowana pianka odciążająca EVA, która doskonale chroni skórę Twojego dziecka przed ewentualnymi otarciami i odgnieceniami ze strony szyny aluminiowej. Na zewnątrz surowca zainstalowano perforowany laminat medyczny z funkcją paroprzepuszczalną, zawierający antybakteryjne składniki na bazie nieorganicznego Zeolitu Srebra. Składnik ten zapewnia długotrwałą skuteczność, a nawet przeciwdziała najbardziej zakaźnym organizmom, takich jak MRSA i e-coli. **AirSanmed** spełnia wszelkie wymagania stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. oraz spełnia wymagania zawarte w załączniku nr I Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896).

Aluminiowa szyna dłoniowa posiada anatomiczny kształt, dzięki czemu doskonale unieruchamia i stabilizuje małe kości nadgarstka takie jak: kość łódeczkowata, księżycowata, trójkątniasta, grochowata, czworoboczna większa oraz mniejsza, główkowata i haczykowata oraz kości przedramienia. Szyna sięga aż do połowy przedramienia, dzięki czemu orteza może być stosowana zarówno w przypadku zwichnięć, jak i jako podstawowy sposób leczenia po złamaniu w obrębie kości nadgarstka, a także dystalnej części kości promieniowej i łokciowej. Dodatkowo, pod szyną znajduje się odciążający materiał **AirSanmed**, który zabezpiecza skórę dziecka przed otarciami i odgnieceniami na skutek jej kontaktu z delikatnym ciałem małego pacjenta.

Dwie aluminiowe szyny w części górnej ortezy zapewniają dodatkową stabilizację od strony grzbietowej nadgarstka oraz od strony bocznej przedramienia, chroniąc tym samym przed niekontrolowanym odwiedzeniem i przywiedzeniem nadgarstka.

Nasza **orteza nadgarstka AM-OSN-U-01** posiada trzy pasy obwodowe, biegnące przez najważniejsze punkty anatomiczne kończyny górnej: stawu ręki, promieniowo-nadgarstkowy i promieniowo-łokciowy dalszy oraz błonę międzykostną przedramienia. Takie usytuowanie pasów nie jest przypadkowe. Pozwala ono bowiem na uzyskanie doskonałej stabilizacji w obszarze całej ortezy: od kości śródręcza począwszy, poprzez kości nadgarstka oraz promieniową i łokciową w dystalnym położeniu. Regulacja obwodowa pasków jest płynna, co pozwala na zapewnienie indywidualnego poziomu stabilizacji i kompresji w tych trzech częściach anatomicznych zależnych od potrzeb małego pacjenta.

## TABELA ROZMIAROWA

| Rozmiar | Obwód nadgarstka |
|---------|------------------|
| 1       | 9-11 cm          |
| 2       | 11-13 cm         |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2