

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/dzieciocy-dynamiczny-stabilizator-stawu-skokowego-am-oss-05-p-6500.html>



## Dziecięcy dynamiczny stabilizator stawu skokowego AM-OSS-05

Cena	<b>220,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AM-OSS-05</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

**Dziecięca orteza kostki AM-OSS-05** doskonale unieruchomi staw skokowy Twojego dziecka po urazie. Profilaktycznie odciążą i zabezpieczą również kostkę przed skręceniem i złamaniem. Dodatkowo, ósemkowe pasy krzyżowe pozwolą na ustawienie określonego stopnia pronacji lub supinacji stopy, w zależności od potrzeb terapeutycznych.

### SZCZEGÓLNE ZALETY

- **ORTEZA STAWU SKOKOWEGO**
- **24-GODZINNA TERAPIA** - orteza może być stosowana jako całodobowe unieruchomienie i stabilizacja stawu skokowego podczas wielu codziennych aktywności
- **WYRÓB MEDYCZNY KL. I** - produkt jest zarejestrowanym i opatentowanym wyrobem medycznym klasy I
- **BOCZNE USZTYWNIENIE** - anatomiczne boczne usztywnienie pozwala na dokładną stabilizację stawu i zapobiega urazom skrętnym kostki
- **ÓSEMKOWE PASY KRZYŻOWE** - dynamiczne pasy zapewniają doskonałą stabilizację i pozwalają na ustawienie stopy w określonej pozycji pronacji lub supinacji w zależności od potrzeb terapeutycznych.
- **PZYJAZNY DLA SKÓRY**
- **EKOLOGICZNY**
- **ODDYCHAJĄCY**
- **INNOWACYJNY**
- **BAWEŁNA**

### PRZEZNACZENIE

- skręcenie i zwichnięcie stawu skokowego
- uszkodzenie więzadeł stawu
- nawykowe zwichnięcia stawu skokowego
- zespół bólowy stawu skokowego i aparatu więzadłowego
- doleczenie po unieruchomieniu gipsowym (złamania)
- przewlekła niestabilność i stany zapalne
- profilaktycznie w sporcie

### CZYM JEST SKRĘCENIE STAWU SKOKOWEGO?

Jeśli Twoje dziecko jest choć trochę aktywne, to jego staw skokowy jest wysoce narażony na skręcenie, które jest jednym z najczęstszych uszkodzeń narządu ruchu. Nadmierna supinacja lub pronacja stopy powoduje naciągnięcie mięśni i więzadeł poza ich fizjologiczny zakres ruchomości. Mamy do czynienia z 3 podstawowymi stopniami skręcenia kostki:

- 
1. *stopień* – delikatne naciągnięcie więzadeł i rozwłóknienie torebki stawowej, powodujące nieznaczną bolesność.
  2. *stopień* – rozdarcie torebki i więzadeł z widocznym obrzękiem stawu. Dziecko odczuwa duży ból i niestabilność stawu.
  3. *stopień* – najpoważniejszy uraz, w którym dochodzi do rozerwania więzadeł i torebki stawowej. Widoczny jest duży krwiak i obrzęk, a dziecko nie jest w stanie obciążyć kończyny.

Do umiarkowanego skrócenia stawu skokowego może dojść w każdym momencie.

Wystarczy, że dziecko nie rozgrzeje się odpowiednio przed aktywnością, a zbyt duże obciążenie stawu, powoduje naciągnięcie mięśni i więzadeł. Wówczas, konieczne jest unieruchomienie uszkodzonego stawu i odciążenie go w specjalistycznej **dziecięcej ortezie kostki AM-OSS-05**.

## **JAK DZIAŁA DZIECIĘCY DYNAMICZNY STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO AM-OSS-05?**

**Dziecięca orteza kostki AM-OSS-05** doskonale unieruchomi staw skokowy Twojego dziecka po urazie. Profilaktycznie odciąży i zabezpieczy również kostkę przed skręceniem i złamaniem. Dodatkowo, ósemkowe pasy krzyżowe pozwolą na ustawienie określonego stopnia pronacji lub supinacji stopy, w zależności od potrzeb terapeutycznych.

### **Orteza kostki AM-OSS-05 została wykonana z przyjaznego dla skóry i innowacyjnego surowca AirDistance III.**

**AirDistance III** to przewiewny strukturalny materiał, charakteryzujący się wyjątkowo dużą wytrzymałością. Posiada on konstrukcję trójwarstwową, składającą się z bardzo mocnej zewnętrznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, z pianki komfortowej oraz z poliamidowej dzianiny przestrzennej 3D. Wewnętrzna dzianina 3D o przestrzennej strukturze, pozwala na swobodne przepływanie przez nią powietrza, które dotlenia skórę oraz powoduje, że pot znajdujący się na jej powierzchni zdecydowanie szybciej odparowuje.

W ortezie zastosowano boczne aluminiowe usztywnienie, które w doskonały sposób stabilizuje staw skokowy. Dodatkowo, orteza została wyposażona w dynamiczne ósemkowe pasy krzyżowe, których regulowana elastyczność pozwala na ustawienie kostki w pożądanym stopniu pronacji lub supinacji. W zależności od podatności stawu, możemy korygować i ustalać pożądane ustawienie stopy. Taką możliwość osiągamy poprzez regulację siły napięcia jednej z dwóch taśm elastycznych. W celu korekcji pronacji należy mocniej napiąć taśmę wychodzącą od wewnętrznej strony stopy. Natomiast, w celu korekcji odwiedzenia należy postąpić odwrotnie. Poprzez utrzymanie standardowego napięcia pasów krzyżowych, ustawiamy stopę w pozycji neutralnej.

**Orteza AM-OSS-05** jest sznurowana, dzięki czemu dziecko może samodzielnie regulować poziom kompresji produktu na nodze. Jej kompaktowa budowa pozwala na stosowanie ortezy w każdym rodzaju obuwia sportowego. Zastosowanie solidnych lecz niegrubych materiałów sprawi, że Twoje dziecko będzie czuło się w naszym produkcie bezpiecznie i komfortowo.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2