

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/fotelik-rehabilitacyjny-zebra-invento-p-5660.html>



Fotelik rehabilitacyjny ZEBRA™ Invento

Numer katalogowy	ZEBRA™ Invento
Producent	Akces-Med

Opis produktu

Fotelik rehabilitacyjny **ZEBRA™ Invento** przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze znacznymi deficytami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Doskonały zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje umiarkowana spastyczność.

Fotelik ten może być również bardzo przydatny w schorzeniach ortopedycznych lub po zabiegach chirurgicznych u dzieci wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych.

Sprężyna pneumatyczna pozwala na płynną zmianę kąta nachylenia siedziska (funkcja kubełkowa) w zakresie od (+20°) do (-20°).

Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w foteliku rehabilitacyjnym **ZEBRA™ Invento** bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji siedzącej.

Bogate wyposażenie i szerokie zakresy regulacji pozwalają właściwie dopasować fotelik do potrzeb i dysfunkcji.

Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały w innowacyjny system *CHWYĆ / POCIĄGNIJ*®. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne zabezpieczenie dziecka w foteliku.

W trosce o małego pacjenta produkt został wykonany z ekologicznych i bezpiecznych materiałów.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Wspomaganie pneumatyczne

Sprężyna pneumatyczna wspomaga we właściwym ustawieniu kąta pochylenia urządzenia.

Funkcja kubetkowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

Stopki z regulacją 3D

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

2 w 1

Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu.

Tapicerka przestrzenna

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Cicha praca

Zastosowanie w wyrobie sprężyny gazowej lub siłownika elektrycznego zapewnia cichą pracę urządzenia.

Chwyć i pociągnij

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

Sprawna regulacja funkcji kubetkowej

Zastosowanie w wyrobie mechanizmu czworoboku przegubowego, poprawia płynność regulacji funkcji kubetkowej.

- Zastosowanie czworoboku przegubowego wspartego pracą sprężyny gazowej znacznie poprawia płynność regulacji funkcji kubetkowej
- Nowoczesny design oraz najwyższa jakość wykonania.
- Podziałka umieszczona na boku stelaża, pomocna przy ustawianiu kąta pochylenia siedziska w funkcji kubetkowej.

WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

TABELE POMIAROWE

Symbol	Opis orientacyjny	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3**
W	wzrost użytkownika*	[cm]	70 - 100	80 - 130	90 - 150
A	szerokość siedziska	[cm]	34	37	50
L	głębokość siedziska	[cm]	16 - 25	21 - 34	24 - 42
C	wysokość oparcia z zagłówkiem	[cm]	37 - 52	42 - 57	49 - 64
C1	wysokość oparcia bez zagłówka	[cm]	28	33	43
E	szerokość oparcia	[cm]	14 - 23	18 - 27	22 - 38
F	długość podnóżków	[cm]	15 - 34,5	15 - 35	15 - 45
L1	głębokość siedziska do klina	[cm]	4 - 18	7 - 25	7 - 30
	długość stopki	[cm]	19	22	25
	kąt pochylenia siedziska	[°]	-25 - +20	-25 - +20	-25 - +20
	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	kąt pochylenia podnóżków	[°]	90 - 180	90 - 180	90 - 180
	max. waga użytkownika	[kg]	25	45	60

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

**Dostępny na specjalne zamówienie. Okres oczekiwania 30 dni.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	50	56	73
Długość	[cm]	82	100	105
Wysokość	[cm]	76	95	140
Waga	[kg]	14	20	34

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI STABILIZUJĄCE PLECY I GŁOWĘ

Kod środka	Przeznaczenie:	Odpłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
------------	----------------	-------------	--------------------	----------------------	------------

P132	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 2 lata	700 zł
------	---	-----------------------------------	---------------	--------

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ