

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/fotelik-rehabilitacyjny-zebra-p-5659.html>



## Fotelik rehabilitacyjny ZEBRA™

Numer katalogowy	<b>ZEBRA™</b>
Producent	<b>Akces-Med</b>

### Opis produktu

Fotelik rehabilitacyjny **ZEBRA™** przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze znacznymi deficytami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Doskonały zarówno dla osób bardzo wiotkich, jak i dla tych, u których występuje zwiększone napięcie mięśniowe.

Fotelik ten może być również bardzo przydatny w schorzeniach ortopedycznych lub po zabiegach chirurgicznych u dzieci wymagających długotrwałego odciążenia jednej lub obu kończyn dolnych.

Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że dziecko czuje się w foteliku rehabilitacyjnym **ZEBRA™** bardzo pewnie i bezpiecznie. Dzięki temu mały pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, nauki oraz terapii w pozycji siedzącej.

Bogate wyposażenie i szerokie zakresy regulacji pozwalają właściwie dopasować fotelik do potrzeb i dysfunkcji.

Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały w innowacyjny system *CHWYĆ / POCIĄGNIJ®*. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne zabezpieczenie dziecka w foteliku.

W trosce o małego pacjenta produkt został wykonany z ekologicznych i bezpiecznych materiałów.

### SZCZEGÓLNE ZALETY

#### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

#### Materiały ekologiczne

---

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

### **Funkcja kubełkowa**

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

### **Stopki z regulacją 3D**

Stopki z regulacją 3D pozwalają na korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

### **Gwarancja 24 miesiące**

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

### **Łatwa obsługa**

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

### **2 w 1**

Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu.

### **Tapicerka przestrzenna**

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

### **Chwyć i pociągnij**

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

- Fotelik można łatwo przekształcić w leżankę.
- Regulowany klin ułatwia utrzymanie prawidłowej pozycji siedzącej.
- Niezależnie regulowane podnóżki.

## **WSKAZANIA**

### **Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:**

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

## **TABELE POMIAROWE**

<b>Symbol W</b>	<b>Pomiar orientacyjny wzrost</b>	<b>Jednostka [cm]</b>	<b>Rozmiar 1 70 - 100</b>	<b>Rozmiar 2 80 - 130</b>	<b>Rozmiar 3** 90 - 150</b>
---------------------	---	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

<b>A</b>	<b>użytkownika*</b> <b>szerokość siedziska</b>	<b>[cm]</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
<b>L</b>	<b>głębokość siedziska</b>	<b>[cm]</b>	<b>16 - 25</b>	<b>21 - 34</b>	<b>24 - 42</b>
<b>C</b>	<b>wysokość oparcia z zagłówkiem</b>	<b>[cm]</b>	<b>37 - 52</b>	<b>42 - 57</b>	<b>49 - 64</b>
<b>C1</b>	<b>wysokość oparcia bez zagłówka</b>	<b>[cm]</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>43</b>
<b>E</b>	<b>szerokość oparcia</b>	<b>[cm]</b>	<b>14 - 23</b>	<b>18 - 27</b>	<b>22 - 38</b>
<b>F</b>	<b>długość podnóżków</b>	<b>[cm]</b>	<b>15 - 34,5</b>	<b>15 - 35</b>	<b>15 - 45</b>
<b>L1</b>	<b>głębokość siedziska do klina</b>	<b>[cm]</b>	<b>4 - 18</b>	<b>7 - 25</b>	<b>7 - 30</b>
	<b>długość stopki</b>	<b>[cm]</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
	<b>kąt pochylecia siedziska</b>	<b>[°]</b>	<b>0 - 15</b>	<b>0 - 15</b>	<b>0 - 15</b>
	<b>kąt pochylecia oparcia</b>	<b>[°]</b>	<b>90 - 180</b>	<b>90 - 180</b>	<b>90 - 180</b>
	<b>kąt pochylecia podnóżków</b>	<b>[°]</b>	<b>90 - 180</b>	<b>90 - 180</b>	<b>90 - 180</b>
	<b>max. waga użytkownika</b>	<b>[kg]</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

\*\*Dostępny na specjalne zamówienie.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

## WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

	<b>Jednostka</b>	<b>Rozmiar 1</b>	<b>Rozmiar 2</b>	<b>Rozmiar 3</b>
Szerokość	[cm]	50	56	73
Długość	[cm]	82	100	105
Wysokość	[cm]	76	95	140
Waga	[kg]	14	20	34

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

## OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI STABILIZUJĄCE PLECY I GŁOWĘ

<b>Kod środka</b>	<b>Przeznaczenie:</b>	<b>Odpłatność:</b>	<b>Okres używalności:</b>	<b>Lekarze upoważnieni:</b>	<b>Limit NFZ:</b>
P132	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 2 lata		700 zł

**Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ**