

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/jevett-orteza-przeprostowywujaca-kregoslup-z-trzykierunkowym-podparciem-mostka-krotki-p-15609.html>



Jevett orteza przeprostowywująca kręgosłup z trzykierunkowym podparciem mostka – krótki

Cena	460,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	J002G
Producent	Orliman

Opis produktu

Gorset przeprostowuje kręgosłup, opiera się na mostku oraz może spoczywać na kolcach biodrowych lub spojeniu łonowym (w zależności od wersji), rama wykonana jest z aluminium, specjalne nowoczesne łączenie peloty mostkowej z gorsetem zapewnia ciągłe całkowite przyleganie do mostka/klatki piersiowej w trakcie wykonywanych czynności a co najważniejsze nie sprawia bólu; ruchoma dolna część gorsetu pozwala na wygodniejsze siadanie w założonym gorsecie, można też ustawić dolną część nieruchomo w pożądanym kącie, zapewniając idealne dopasowanie do warunków anatomicznych pacjenta; system blokady jest bardzo bezpieczny i łatwy w zastosowaniu; wszystkie osłony materiałowe ramy mogą być zdjęte, dzięki zapięciom na velcro i wyprane; osłony materiałowe wykonano z pianki termoformowalnej.

Zalecenia

■ Złamania kompresyjne. ■ Ból kręgosłupa, złamania jako skutek zmian nowotworowych. ■ Stany zapalne stawów kręgosłupa z lub bez sklerotyzacją płytek granicznych. ■ Przewlekłe dolegliwości bólowe, stany zapalne kręgosłupa lędźwiowego i/lub piersiowego. ■ Doleczanie pooperacyjne, po zabiegach w obrębie krążka(-ów) międzykręgowych. ■ Stabilne złamania trzonów kręgów części lędźwiowej i dolnej piersiowej kręgosłupa. ■ Doleczanie po zabiegach zespolenia złamań w obrębie kręgosłupa. ■ Na stałe w przypadkach choroby nowotworowej kręgosłupa lub po zabiegach wykonanych z powodu choroby. ■ Pooperacyjnie w przypadku zespolenia wewnątrznych w obrębie kręgosłupa.

Działanie

■ Przeprostne ustawienie kręgosłupa, z dodatkowym wsparciem trzypłaszczyznowego systemu stabilizacji. ■ Mechaniczne rozklinowanie/oddalenie elementów lub trzonów kręgowych w części lędźwiowej i dolnej piersiowej. ■ Stabilizacja i wyłączenie ruchów części kręgosłupa. ■ Redukcja bólu.

Rozmiary

ROZMIARY	OBWÓD MIEDNICY	WYSOKOŚĆ*
2	75-90	39,5-43,5
3	90-105	42-49
4	105-115	45,5-52,5

*Pomiędzy pelotą piersiową a środkiem ramy dolnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 2 , 3 , 4