

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/kamizelka-bez-zamka-neo-2001-p-5069.html>

Kamizelka bez zamka Neo 20.01



Cena	285,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Neo 20.01
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Prawidłowa postawa ciała to taka, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych. Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- Prostem ustawieniem głowy,
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
- dobrze wysklepioną klatką piersiową,
- ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy,
- symetryczne ułożenie miednicy.

Najbardziej obciąża kręgosłup siedzenie. Dlatego bardzo ważne jest aby osoba siedząca w wózku miała zagwarantowane prawidłowe podparcie.

Występują trzy podstawowe powierzchnie podparcia : pośladki plecy oraz kończyny dolne.

Pasy Neo 20.01 stosuje się do korekty i stabilizacji tułowia przy:

- trwałej patologicznej Lordozie kręgosłupa,
- przednim wychyleniu miednicy,
- napięciu zginacza biodrowego,
- niskim napięciu mięśni tułowia,
- osłabieniu i zmniejszenie wydajności mięśni.

CEL ZASTOSOWANIA KAMIZELEK:

- Zagwarantowanie głównego wsparcia wzdłuż mostka,
- zmniejszenie lordozy oraz wychylenie miednicy ku przodowi,
- naturalne ustawienie tułowia nad miednicą i wyciągnięcie łopatek do przodu,
- poprawa zdolności oddechowej,
- dla osób aktywnie zginających tułów zastosowanie kamizelki z neoprenu pozwala na większą swobodę ruchu przy zachowaniu prawidłowej stabilizacji oraz korygowaniu postawy,
- niektóre osoby aby skutecznie zredukować lordozę wymagają dodatkowego wsparcia w okolicy dolnych żeber i brzucha.

Kamizelki wykonane są w dwóch wersjach szerokiej i wąskiej szczególnie przeznaczonej dla kobiet.

Standardowo wszystkie Kamizelki stabilizujące górną część ciała są dostarczane z regulacją napięcia przednią , która umożliwi osobie siedzącej w wózku samodzielne wyregulowanie napięcia. Możliwe jest dostarczanie pasów i kamizelek z regulacją tylną , kiedy nie jest wskazane aby pacjent miał dostęp do samodzielnego wyregulowania napięcia.

Zaleca się przy takich deformacjach jak opisane powyżej stosowanie równoległe dwupunktowego pasa biodrowego **Neo 30.01**

SPOSÓB DOBORU PASÓW ORAZ KAMIZELEK:

Należy zmierzyć szerokość ramion biorąc pod uwagę tendencję do zmiany wagi , wzrostu, oraz grubsze ubranie.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M (33cm-41cm)

L (41cm-48cm)

XL (48cm-56cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL