

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/kamizelka-z-zamkiem-neo-2002-p-5068.html>

Kamizelka z zamkiem Neo 20.02



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 350,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | Neo 20.02 |
| Producent | Vermeiren |

Opis produktu

Prawidłowa postawa ciała to taka, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych. Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- Prostym ustawieniem głowy,
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
- dobrze wysklepioną klatką piersiową,
- ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy,
- symetryczne ułożenie miednicy.

Najbardziej obciąża kręgosłup siedzenie. Dlatego bardzo ważne jest aby osoba siedząca w wózku miała zagwarantowane prawidłowe podparcie.

Występują trzy podstawowe powierzchnie podparcia : pośladki plecy oraz kończyny dolne.

Pasy Neo 20.02 stosuje się do korekty i stabilizacji tułowia przy:

- trwałej patologicznej Lordozie kręgosłupa,
- przednim wychyleniu miednicy,
- napięciu zginacza biodrowego,
- niskim napięciu mięśni tułowia,
- osłabieniu i zmniejszenie wydajności mięśni.

CEL ZASTOSOWANIA KAMIZELEK:

- Zagwarantowanie głównego wsparcia wzdłuż mostka,
- zmniejszenie lordozy oraz wychylenie miednicy ku przodowi,
- naturalne ustawienie tułowia nad miednicą i wyciągnięcie łopatek do przodu,
- poprawa zdolności oddechowej,
- dla osób aktywnie zginających tułów zastosowanie kamizelki z neoprenu pozwala na większą swobodę ruchu przy zachowaniu prawidłowej stabilizacji oraz korygowaniu postawy,
- niektóre osoby aby skutecznie zredukować lordozę wymagają dodatkowego wsparcia w okolicy dolnych żeber i brzucha.

Kamizelki wykonane są w dwóch wersjach szerokiej i wąskiej szczególnie przeznaczonej dla kobiet.

Standardowo wszystkie Kamizelki stabilizujące górną część ciała są dostarczane z regulacją napięcia przednią , która umożliwi osobie siedzącej w wózku samodzielne wyregulowanie napięcia. Możliwe jest dostarczanie pasów i kamizelek z regulacją tylną , kiedy nie jest wskazane aby pacjent miał dostęp do samodzielnego wyregulowania napięcia.

SPOSÓB DOBORU PASÓW ORAZ KAMIZELEK:

Należy zmierzyć szerokość ramion biorąc pod uwagę tendencję do zmiany wagi , wzrostu, oraz grubsze ubranie.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M (33cm-41cm)

L (41cm-48cm)

XL (48cm-56cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL