

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/krzeselko-terapeutyczne-kidoo-p-5595.html>



## Krzeselko terapeutyczne KIDOO™

Cena	<b>2 400,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>KIDOO™</b>
Producent	<b>Akces-Med</b>

### Opis produktu

**KIDOO™** jest krzesłem terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **KIDOO™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci **KIDOO™** pozwala na właściwe i bezpieczne podparcie dziecka, z możliwością łatwej i intuicyjnej regulacji. Pas biodrowy dodatkowo zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Krzeselko ma regulowaną wysokość siedziska i podłokietników, a także kąt oparcia.

Wykonane jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępne w **5** rozmiarach.

### SZCZEGÓLNE ZALETY

#### Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

#### Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

#### Funkcja kubekowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

#### Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

## Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

## Chwyć i pociągnij

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

- Tapicerka medyczna zastosowana w foteliku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.
- Fotelik w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylenia.
- Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóg z łatwością możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika.
- Innowacyjny zagłówek HexagonPro® zabezpiecza i amortyzuje głowę. Posiada ergonomiczny i regulowany kształt pozwalający na komfortowe dopasowanie zagłówka do pacjenta

## WSKAZANIA

### Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i neurologiczne
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami

## TABELE ROZMIAROWE

Symbol	Pomiar orientacyjny	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5**
W	wzrost użytkownika*	[cm]	90 - 100	90 - 115	100 - 130	110 - 150	120 - 160
A/E	szerokość siedziska /oparcia	[cm]	23	26,5	31	35	42
L	głębokość siedziska	[cm]	18 - 23,5	22,5 - 30	24,5 - 34,5	31 - 41	36 - 47
C1	wysokość oparcia	[cm]	26	31	35	40	44
F	wysokość siedziska od podłoża	[cm]	19,5 - 26	24 - 31,5	27,5 - 36,5	33 - 44	36 - 49
Z	kąt pochylenia oparcia	[°]	96 - 116	95 - 116	95 - 116	95 - 116	95 - 116
	max. waga użytkownika	[kg]	20	30	40	55	70

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

\*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

\*\*Na specjalne zamówienie.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

## WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

---

Szerokość	[cm]	34	37	42	47	55
Długość	[cm]	37,5	41	53	58	66
Wysokość	[cm]	48	56	63	75	81
Waga	[kg]	5	6,5		11	14

**Uwaga:** Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

**Uwaga:** Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

**OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI STABILIZUJĄCE PLECY I GŁOWĘ**

Kod środka	Przeznaczenie:	Opłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
P132	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 2 lata		700 zł

**Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 (+ 100,00 zł ), 3 (+ 200,00 zł ), 4 (+ 300,00 zł ), 5 (+ 700,00 zł )