

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodleżynowy-viscoflex-2xair-z-2-wkladami-pneumatycznymi-p-10312.html>



Materac przeciwodleżynowy Viscoflex 2XAir - z 2 wkładami pneumatycznymi

Cena **4 700,00 zł**

Numer katalogowy **P161MO2RPMHI**

Producent **System**

Opis produktu

SYSTEM Viscoflex Air+Air - Materac przeciwodleżynowy z dwoma wkładami pneumatycznymi z pokrowcem

- Formowany materac jednosekcyjny wykonany z dwóch warstw piany niepalnej z wycięciem na miednicę z dwoma wkładami pneumatycznymi Polyair z laxprenu
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku
- Duża powierzchnia płytkich bloczków - pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza
- Warstwa wierzchnia: 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m³
- Warstwa spodnia: 8 cm pianki wysokoelastycznej HR o gęstości 40 kg/m³
- 2 wkłady pneumatyczne Polyair z laxprenu dające jeszcze lepszą redukcję nacisku i redystrybucję obciążenia
- Kompatybilny z łóżkami rehabilitacyjnymi
- Zaokrąglone rogi- ułatwiają instalację w łóżku

Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m³ (górna warstwa materaca)

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i

-
- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka wspomaganą krążenie
 - Poprawia komfort dając wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
 - Zapewnia dobrą wentylację ograniczając rozwój grzybów i pleśni
 - Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania- ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdzarciami kruszeniem)
 - Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
 - Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika

Piana HR o gęstości 40 kg/m³ (dolna warstwa materaca)

- Piany wysoko-elastyczna
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom
- Gwarantuje przemienny komfort
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Odzwierciedla nierówny kształt dwa razy szybciej niż piany standardowa
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika
- Zabezpiecza przed utratą sprężystości i nadmiernym zapadaniem się użytkownika

2 wkłady pneumatyczne Polyair 51 x 43 cm (w okolicy miednicznej oraz piętowej)

- Zbliżony do plastra miodu kształt bloczków zapewnia maksymalną nowierchnie przylegania
- Laxpren- bardzo elastyczny i odporny na rozdzarcia
- Redukcja efektu maceracji skóry dzięki kanałom wentylacyjnym znajdującym się między bloczkami
- Manometr w zestawie, zapewniający precyzyjne i efektywne napełnianie powietrzem bez konieczności podłączenia do źródła zasilania
- Napełnienie powietrzem elementu polyair jest możliwe bez konieczności zdejmowania pokrowca (z prawej strony pacjenta) dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi dostępu do zaworów, który gwarantuje szczelne zamknięcie i ochronę materaca
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika

Wkłady można dowolnie zamieniać ze sobą miejscami i konfigurować.

Materac dostarczany z dwoma wkładami pneumatycznymi polyair i dodatkowym jednym wkładem z białej piany odciążającej, który można umieścić w miejscu

dowolnego z wkładów pneumatycznych.

Z wkładu polyair można korzystać poza materacem, używając go jako poduszkę przeciwoodleżynową na wózku lub krześle.

Dodatkowo dwa pokrowce na jeden z wkładów stosowany poza materacem (do wymiennego stosowania na czas prania).

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarcia
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

UWAGA:

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.

Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe

przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I-IV.

Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.

Zwracamy się z prośbą, aby przed wyborem materaca zapoznać się dokładnie z tabelą rozmiarów. Wymiary naszych materacy są w odpowiedniej tolerancji mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek co powoduje, że idealnie dopasowują się do większości z nich. Informujemy również, iż nasze materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą

wtrysku, w wyniku czego podstawa materaca jest szersza niż jego wierzch. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na jakość i walory użytkowe wybranego rozmiaru materaca.

Każdy oferowany przez nas materac firmy System ze względu na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.

