

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodlezynowy-viscoflex-air-z-wkladka-pneumatyczna-p-10313.html>



## Materac przeciwodleżynowy Viscoflex Air - z wkładką pneumatyczną

Cena **3 500,00 zł**

Numer katalogowy **P161MORPMHI**

Producent **System**

### Opis produktu

## Materac przeciwodleżynowy Viscoflex Air z pokrowcem

- Formowany materac jednosekcyjny wykonany z dwóch warstw piany niepalnej z wycięciem na miednicę z dwoma wkładkami: jednym z białej piany Viscoflex, drugim - laseprenowym wkładem pneumatycznym Polyair
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku
- Duża powierzchnia płytkich bloczków - pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na nowstawanie odleżyn
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza
- Warstwa wierzchnia: 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup>
- Warstwa spodnia: 8 cm pianki wysokoelastycznej HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
- Wkład z białej piany Viscoflex- pozwala na lepszy rozkład nacisku ze stref wysokiego ryzyka
- Wkład pneumatyczny Polyair z laseprenu dający jeszcze lepszą redukcję ucisku i redystrybucję obciążenia
- Kompatybilny z łóżkami rehabilitacyjnymi
- Zaokrąglone rogi- ułatwiają instalację w łóżku

### Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup> (górna warstwa materaca)

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i

- 
- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie
  - Poprawia komfort, daje wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
  - Zapewnia dobrą wentylację, ograniczając rozwój grzybów i pleśni
  - Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania - ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdzieraniem, kruszeniem)
  - Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
  - Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika

### **Piana HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup> (dolna warstwa materaca)**

- Piana wysoko-elastyczna
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom
- Gwarantuje przemienny komfort
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Odzwierciedla nierówny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika
- Zabezpiecza przed utratą sprężystości i nadmiernym zapadaniem się użytkownika

### **Biały wkład z piany Viscoflex 51 x 43 cm (w okolicy miednicznej lub piętowej do wyboru)**

- Zmiana gęstości pozwala na lepszy rozkład nacisku dzięki przenoszeniu go z obszarów o niższej gęstości (biała piana) w kierunku obszarów o wyższej gęstości (niebieska piana)
- Zapewnia jeszcze większą redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie
- Zapewnia dobrą wentylację, ograniczając rozwój grzybów i pleśni
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika

### **Wkład pneumatyczny Polyair 51 x 43 cm (w okolicy miednicznej lub piętowej do wyboru)**

- Zbliżony do plastra miodu kształt bloczków zapewnia maksymalną nowierchnię przylegania
- Maxpren - bardzo elastyczny i odporny na rozdzierania
- Redukcja efektu maceracji skóry dzięki kanałom wentylacyjnym znajdującym się między bloczkami
- Manometr w zestawie, zapewniający precyzyjne i efektywne napełnianie powietrzem bez konieczności podłączenia do źródła zasilania
- Napełnienie powietrzem elementu polyair jest możliwe bez konieczności zdejmowania pokrowca dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi dostępu do zaworów,

- 
- który gwarantuje szczelne zamknięcie i ochronę materaca
  - Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika
  - Zawór do napełniania wkładu powietrzem jest dostępny również z założonym pokrowcem (specjalna kieszeń) i znajduje się z prawej strony pacjenta korzystającego z materaca

Wkłady można dowolnie zamieniać ze sobą miejscami i konfigurować.

### **Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille**

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarciu
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybicze)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

### **UWAGA:**

**Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.**

**Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe**

**przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I-IV.**

**Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.**

**Zwracamy się z prośbą, aby przed wyborem materaca zapoznać się dokładnie z tabelą rozmiarów. Wymiary naszych materacy są w odpowiedniej tolerancji mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek co powoduje, że idealnie dopasowują się do większości z nich. Informujemy również, iż nasze materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą**

---

**wtrysku, w wyniku czego podstawa materaca jest szersza niż jego wierzch. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na jakość i walory użytkowe wybranego rozmiaru materaca.**

**Każdy oferowany przez nas materac firmy System ze względu na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.**

