

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodlezynowy-viscoflex-p-10317.html>

Materac przeciwodleżynowy Viscoflex



Cena	1 700,00 zł
Numer katalogowy	P161MOPMHI
Producent	System

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy Polyplot z pokrowcem

- Jednosekcyjny materac wykonany z wysoko wytrzymałej pianki poliuretanowej.
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku.
- Duża powierzchnia bloczków – pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn.
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza.
- Kompatybilny z łóżkami rehabilitacyjnymi.
- Zaokrąglone rogi – ułatwiają instalację w łóżku.

Piana HR o gęstości 40 kg/m³

- Pianka wysoko-elastyczna.
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość.
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega to rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom.
- Gwarantuje przemienny komfort.
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia.
- Odzwysknie nierówny kształt dwa razy szybciej niż pianka standardowa.
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.

-
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarcia.
- Nieprzemakalny i oddychający.
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybicze).
- Posiada antypoślizgową podstawę.
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania.
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza.
- Można dezynfekować na zimno.
- Posiada atest niepalności.

UWAGA:

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.

Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe

przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II.

Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan

zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.

Zwracamy się z prośbą, aby przed wyborem materaca zapoznać się dokładnie z tabelą rozmiarów. Wymiary naszych materacy są w odpowiedniej tolerancji mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek co powoduje, że idealnie dopasowują się do większości z nich. Informujemy również, iż nasze materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą wtrysku, w wyniku czego podstawa materaca jest szersza niż jego wierzch. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na jakość i walory użytkowe wybranego rozmiaru materaca. Każdy oferowany przez nas materac firmy System ze względu

na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca.

