

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/nakladka-przeciwodleżynowa-na-materac-viscoflex-p-10319.html>

Nakładka przeciwodleżynowa na materac - Viscoflex



Cena	1 800,00 zł
Numer katalogowy	P161MSPMHI
Producent	System

Opis produktu

Nakładka przeciwodleżynowa Viscoflex z pokrowcem

- Formowana nakładka na materac wykonana z piany Viscoelastycznej
- Trwała, elastyczna, komfortowa i miła w dotyku
- Duża powierzchnia płytkich bloczków - pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza
- 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m³
- Kompatybilna z leżaniami 90x200 lub 90x190

Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m³

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i temperatury, zapewniając maksymalny obszar kontaktu ciała z materacem
- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie
- Poprawia komfort, dając wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
- Zapewnia dobrą wentylację, ograniczając rozwój grzybów i pleśni
- Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania - ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdarciami, kruszeniem)

-
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
 - Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarciu
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybicze)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

UWAGA:

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.

Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe

przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I oraz II.

Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami,

stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.