

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/opaska-na-stopy-z-koślawym-ustawieniem-palucha-medicus-band-p-10212.html>

## Opaska na stopy z koślawym ustawieniem palucha Medicus Band



Numer katalogowy **050438**

Producent **Kaps**

### Opis produktu

Opaska jest przeznaczona na stopy z koślawym ustawieniem palucha. Żelowa wstawka ochrania wystającą do strony przyśrodkowej główkę I kości śródstopia przed uciskiem i tarciem cholewki buta, zapobiegając w ten sposób dolegliwościom bólowym stopy i tworzeniu się zgrubienia naskórka w miejscu główki I kości śródstopia. Opaska jest wykonana z materiału, który doskonale dopasowuje się do kształtu stopy. Zajmuje małą przestrzeń wewnątrz obuwia.

#### SPOSÓB APLIKACJI:

Należy założyć opaskę na stopę w taki sposób, aby wstawka żelowa ochraiała wystającą ku stronie przyśrodkowej główkę kości śródstopia. Nie należy nadmiernie rozciągać osłonki w miejscu gdzie umieszczona jest wstawka żelowa. Opaskę należy myć w wodzie z dodatkiem neutralnego mydła.