

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-haluksa-ze-stabilizacja-srodstopia-am-op-02-p-5999.html>



Orteza haluksa ze stabilizacją śródstopia AM-OP-02

Cena	90,00 zł
Numer katalogowy	AM-OP-02
Producent	Reh4Mat
Rozmiar	161.002, 3, 4, 5, 6
kształt	Niebieski (161.002)

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza na haluksa AM-OP-02 przeznaczona jest do stosowania jako zaopatrzenie domowe i nocne. Koryguje ona koślawe ustawienie palucha oraz zapobiega powstawaniu deformacji w obrębie śródstopia.

Orteza składa się z profilowanej szyny bocznej z odciążeniem haluksa, miękkiej wyściółki z funkcją samoszczepną, taśmy śródstopia oraz taśmy palucha. Specjalna, miękka wyściółka łagodzi ciśnienie, a regulowane opaski pozwalają na dopasowanie urządzenia do indywidualnych kształtów stopy i utrzymanie jej w prawidłowej pozycji. Wystarczy jedynie dokładnie przymocować szynę do dużego palca oraz śródstopia dwoma taśmami obwodowymi.

Szeroka opaska na śródstopie zbliża kości śródstopia i wspomaga działanie korekcyjne. Dodatkowo, ortezę wyposażono w anatomiczną pelotę metatarsalną, która unosi łuk stopy i zapobiega jej dalszej deformacji.

Przyjazna konstrukcja ortezy ułatwia jej zakładanie i ściąganie, przez co jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu.

AM-OP-02 jest szyną przeznaczoną do aktywnej korekty lekkiego i umiarkowanego palucha koślawego. Przywraca naturalne ustawienie stopy, chroniąc i redukując ból w obrębie palucha. Ortezę powinno się stosować zarówno profilaktycznie, jak i w stanach pooperacyjnych. Dzięki niej okres rehabilitacji jest krótszy i mniej uciążliwy. Można ją stosować zarówno w domu jak i podczas snu.

Nasza orteza na haluksa opóźnia proces zniekształcania dużego palca, co niejednokrotnie prowadzi do uniknięcia operacji. Zmniejsza ryzyko wystąpienia nawracających zapaleń stawów, a także jest sposobem na uniknięcie zwyrodnieniowej choroby stawów.

Przeznaczenie

- Paluch sztywny (hallux rigidus)
- zmiany zwyrodnieniowe w stawie śródstopno-paliczkowym palucha
- łagodne i umiarkowane zapalenia kaletki stawowej
- w pooperacyjnej rehabilitacji

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , L