

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-kolana-rebound-cartilage-z-mozliwoscia-kontroloowania-kata-zgiecia-p-12258.html>



Orteza kolana REBOUND® CARTILAGE - z możliwością kontrolowania kąta zgięcia

Producent

Ossur

Opis produktu

Uszkodzenia chrząstek łękotki zazwyczaj powodują poważne ograniczenie funkcji kolana i ból. Ponieważ w dniu, w którym jest przeprowadzona diagnoza, nie można wykonać operacji, zaleca się fizjoterapię przedoperacyjną i utrzymanie aktywności pacjenta do daty planowanej operacji. Ponadto skuteczność po operacyjnym leczeniu uszkodzonej łękotki i chrząstki stawowej zależy od zaangażowania pacjenta podczas rehabilitacji, a protokół jest uzależniony od wyznaczonego obciążenia w połączeniu ze stopniowym zwiększaniem aktywności. W wielu protokołach rehabilitacji zaleca się częściowe obciążenie jako standardowe postępowanie w celu uzyskania oczekiwanych efektów. Jednak, jak zaobserwowano, pacjenci nie przestrzegali konsekwentnie wymogu stosowania kul w celu częściowego odciążenia kończyny.

Orteza Rebound Cartilage to funkcjonalne rozwiązanie zabezpieczające kończynę, przeznaczone do fizjoterapii przedoperacyjnej / stosowania przed operacjami i podczas rehabilitacji uszkodzeń chrząstek oraz łękotki. Dzięki zapewnieniu ochrony tkanki przed przeciążeniem doskonale sprawdza się w protokołach przyspieszonej rehabilitacji.

LECZENIE CZYNNOŚCIOWE — POWRÓT DO ZDROWIA POPRZECZ ODZYSKANIE MOBILNOŚCI

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Naprawa uszkodzonej chrząstki stawowej wymagająca jednoprzeciętowej redukcji obciążenia lub ograniczenia zakresu ruchu
- Uraz chrząstki kolanowej wymagający odciążenia lub ograniczenia ruchu
- Możliwe zastosowanie w przypadku innych jednoprzeciętowych urazów kolana wymagających odciążenia, ograniczenia ruchu, takich jak:
- Naprawa łękotki
- Martwica wywołana brakiem unaczynienia
- Uszkodzenia szpiku kostnego w kłykciu (stłuczenia kości)
- Pęknięcia nasady bliższej kości piszczelowej

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Dwie taśmy Cartilage Protection Straps™ (CPS) stale odciążają staw podczas zginania, zapewniając ochronę chrząstki podczas gojenia się uszkodzeń
- Oddychająca, opasująca tuleja zintegrowana z wkładkami na tydkę powlekany materiał silikonowy o nazwie Sensil® i wkładkami na uda z irchy zwiększają poczucie komfortu, jednocześnie zapewniając odpowiednią stabilizację
- Oznaczone kolorami sprzączki Quick Fit ułatwiają nakładanie i zdejmowanie ortezy.

ROZWIĄZANIA W LECZENIU KOLANA

Opcjonalny, modułowy zestaw do kontrolowania kąta zgięcia, który można wykorzystać w razie potrzeby, jeśli został zalecony protokół rehabilitacyjny w celu ograniczenia zakresu ruchu.

WYMAGANE POMIARY

Pomiar obwodu: 15 cm pod środkiem rzepki

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

REBOUND CARTILAGE — Z MOŻLIWOŚCIĄ KONTROLOWANIA KĄTA ZGIĘCIA

Rozmiar	Obwód	Lewa strona, przyśrodkowo	Prawa strona, przyśrodkowo	Lewa strona, lateralnie	Prawa strona, lateralnie
S	31-35,5 cm	B-254810002	B-254710002	B-254820002	B-254720002
M	35,5-42,5 cm	B-254810003	B-254710003	B-254820003	B-254720003
L	42,5-51 cm	B-254810004	B-254710004	B-254820004	B-254720004
XL	51-61,5 cm	B-254810005	B-254710005	B-254820005	B-254720005

Uwaga: Ograniczenie obwodu — obwód uda mniejszy niż 34,3 cm lub większy niż 73,5 cm. Obwód łydki mniejszy niż 25 cm lub większy niż 61,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL

Strona: Lewa strona, przyśrodkowo , Prawa strona, przyśrodkowo , Lewa strona, lateralnie , Prawa strona, lateralnie