

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-kregoslupa-w-odcinku-ledzwiowym-miami-lso-panel-tylny-bez-wsparcia-bocznego-nieodpowiedni-dla-pacjentow-z-lordoza-p-12292.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Orteza kręgosłupa w odcinku lędźwiowym MIAMI LSO® (panel tylny bez wsparcia bocznego, nieodpowiedni dla pacjentów z lordozą)

Producent

Ossur

Opis produktu

Miami LSO to orteza kręgosłupa zaprojektowana w celu zmniejszenia bólu, zapewnienia ochrony więzadeł i mięśni po urazach oraz stabilizacji po operacjach. Jest to dyskretna orteza zapewniająca stabilizację anatomiczną, wygodna w noszeniu i łatwa w dopasowaniu. Oferuje modułowe wsparcie i zaawansowany system mocowania z wykorzystaniem linki o regulowanej długości.

ROZWIĄZANIA W LECZENIU KRĘGOSŁUPA

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Warunki wymagające znacznego unieruchomienia tułowia w odcinku lędźwiowym, takie jak:

- Stabilne złamania kręgosłupa bez przemieszczenia (L1-L5)
- Stenoza kanału kręgowego
- Przepuklina krążkowa
- Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
- Kręgoszczelina
- Kręgozmyk

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Cienki, oddychający materiał
- Sprawdzony system regulacji z dwiema linkami o dostosowywanej długości
- Intuicyjne dopasowywanie bez przycinania, z wykorzystaniem składanych ramion pasa i punktów Precise-Size™
- Opcjonalny szablon adaptacyjny umożliwiający dopasowanie nałożonego kołnierza
- Uniwersalny rozmiar pasa dla pacjentów o obwodzie pasa do 178 cm (70 cali)
- Nowy, uniwersalny panel tylny odpowiedni dla wielu rozmiarów
- Konturowane panele tylne w rozmiarach S-XL zapewniające precyzyjne, anatomiczne dopasowanie
- Zapięcie Quick-Fit i niebieskie oznaczenia ułatwiające pacjentom korzystanie
- Stabilizacja kręgów S1-T9*
- * Pas Miami LSO lub pas i panel standardowy zapewniają stabilizację kręgów L1-L5. Pas Miami LSO i panel tylny ze wsparciem bocznym lub bez niego zapewniają stabilizację kręgów S1-T9.

WYMAGANE POMIARY

Obwód w pasie

MIAMI LSO®

INFORMACJE O ZAMAWIANIU

PAS MIAMI LSO

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
Uniwersalny, 15 cm (wąski)	66-127 cm	MLSO-1E
Uniwersalny, 20 cm (standardowy)	66-127 cm	MLSO-2E

ROZWIĄZANIA W LECZENIU KRĘGOSŁUPA

OPCJONALNE PRZEDŁUŻACZE PASA (2 SZT.)

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
Opcjonalne rozszerzenie pasa, 15 cm (wąskie)	127-177 cm	MLSO-1EXT
Rozszerzenie pasa, 20 cm (standardowe)	127-177 cm	MLSO-2EXT

STANDARDOWY PANEL TYLNY

Rozmiar	Nr katalogowy
Standardowy panel tylny	MLSO-P56

PANEL TYLNY BEZ WSPARCIA BOCZNEGO

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P11
M	86-96 cm	MLSO-P21
L	96-127 cm	MLSO-P31
XL	127-178 cm	MLSO-P41

PANEL TYLNY BEZ WSPARCIA BOCZNEGO, NIEODPOWIEDNI DLA PACJENTÓW Z LORDOZĄ

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P13
M	86-96 cm	MLSO-P23
L	96-127 cm	MLSO-P33
XL	127-178 cm	MLSO-P43

PANEL TYLNY ZE WSPARCIEM BOCZNYM

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P12
M	86-96 cm	MLSO-P22
L	96-127 cm	MLSO-P32
XL	127-178 cm	MLSO-P42

PANEL TYLNY ZE WSPARCIEM BOCZNYM, NIEODPOWIEDNI DLA PACJENTÓW Z LORDOZĄ

Rozmiar	Obwód w pasie	Nr katalogowy
S	66-86 cm	MLSO-P14
M	86-96 cm	MLSO-P24
L	96-127 cm	MLSO-P34

XL

127-178 cm

MLSO-P44

PANEL PRZEDNI

Rozmiar
Panel, 15 cm (6") (wąski)
Panel, 20 cm (8") (standardowy)

Nr katalogowy
MLSO-PA6
MLSO-PA8

NARZĘDZIE QUICK FIT

Rozmiar
Narzędzie Quick Fit

Nr katalogowy
B-040100000

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL