

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-stawu-kolanowego-czarna-p-5488.html>



## Orteza stawu kolanowego - CZARNA

Cena **350,00 zł**

Numer katalogowy **SP-2900BC**

Producent **Special**

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego materiału w opatentowanej technologii MultiCeramic. Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny, ze wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania wilgoci.

Kolor CZARNY lub BEŻOWY, zapinana czterema taśmami Velcro.

- Zapewnia doskonałą poprzeczną stabilizację kolana poprzez boczne wzmocnienia z zegarami
- Zapobiega przeprostowi kolana
- Umożliwia regulację kąta zgięcia i wyprost, dostosowując ruchomość stawu do etapu rehabilitacji
- Regulacja kąta zgięcia w zakresie 0° do 120° (co 10°)
- Płynna regulacja długości w zakresie od 50 do 65cm

Dzięki bardzo wytrzymałym zawiasom, wykonanym z ultralekkiego aluminium gwarantuje doskonałą stabilizację nie obciążając stawu.

Dzięki konstrukcji otwartej pozwala na całkowitą redukcję ucisku na rzepkę oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepkowo-udowym. Stanowi doskonałe zabezpieczenie w przypadku niestabilności kolana, po zabiegach operacyjnych, po rekonstrukcji więzadeł, podczas rehabilitacji pourazowej. Gwarantują pełen komfort w czasie użytkowania.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic stabilizator posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniania wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcję antybakteryjną. W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

**Rozmiary:**  
Uniwersalny

---

**Sposób konserwacji:**

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Przeciwwskazania:**

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

**Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** beżowy , czarny