


Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-sznurowka-tulowia-szywna-wysoka-ze-stalkami-modul-piersiowy-ev-203evotec-ev-303evotec-p-6170.html>



Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stawkami (moduł piersiowy) EV-203+EVOTEC®; EV-303+EVOTEC®

Cena	270,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	EV-203/EV-303
Producent	Orliman

Opis produktu

Przednia strona modułu wykonana jest z oddychającego materiału, o strukturze plastra miodu, część tylna wykończona jest miękkim welurowym materiałem. W moduł wbudowano elastyczne stalowe stalki, ukształtowane anatomicznie do okolicy piersiowej kręgosłupa. Taśmy dociągowe wykonano z grubego miękkiego materiału, który bardzo dobrze dopasowuje się do okolicy pachowej i zapewnia wysoki komfort w trakcie stosowania. Nowy system zapinania powyższych taśm pozwala na szybkie dopasowanie ich długości i napięcie. Piersiowy moduł do pasa Evotec® jest jednorozmiarowy. Jest on dopinany do wewnętrznej części pasa, dzięki czemu, posiadając wszystkie rozmiary pasów Evotec i jeden moduł piersiowy możemy zaoferować kompleksowe zaopatrzenie na kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (L-S) oraz piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy (Th-L-S), oszczędzając w ten sposób na miejscu magazynowym i kosztach zakupu wszystkich rozmiarów innego produktu służącego do zaopatrzenia kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (Th-L-S). Ponadto z czasem gdy stan zdrowia pacjenta poprawia się, moduł może zostać odłączony od pasa Evotec®, a pacjent może używać tylko niezbędnego zaopatrzenia, bez potrzeby nabywania nowego pasa lędźwiowego.

Zastosowanie:

specjalnie polecany dla pacjentów z dolegliwościami odcinka piersiowego kręgosłupa oraz w: sklinowaceniach kręgosłupa piersiowych, urazach odcinka piersiowo-lędźwiowego, chorobach infekcyjnych odcinka piersiowego kręgosłupa, kręgozmyku, pooperacyjnie, w osteoporozie, a także wszystkie przypadki wymagające prostowania kręgosłupa piersiowego oraz cofnięcia barków. Niektóre Dorsalgie dotyczące niżej położonych odcinków kręgosłupa piersiowego TH8-TH12 łączące się z Lumbalgiami wymagające czasowego unieruchomienia (redukcja obciążenia kręgosłupa pacjenta w trakcie jego aktywności domowej, w pracy, etc.), w tych sytuacjach gdy wymagane jest czasowe zabezpieczenie kręgosłupa w ciągu dnia, w zależności od rodzaju aktywności i stopnia obciążenia kręgosłupa. W celu dopasowania modułu piersiowego do pasa lędźwiowego Evotec®.

Moduł piersiowy może być także stosowany wraz z lędźwiowym modułem termoplastycznym do pasa Evotec, dzięki czemu można uzyskać bardzo wysoki stopień unieruchomienia kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowo-piersiowego.

Działanie:

moduł piersiowy po odpowiednim założeniu, powoduje zmniejszenie przodowygięcia kręgosłupa piersiowego, poprzez cofnięcie barków, został zaprojektowany tak by stosowano go wyłącznie z pasem Evotec.

Kolor:EV-203 beż / EV-303 czarny.

rozmiar uniwersalny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny