

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/orteza-zapobiegajaca-opadaniu-stopy-walkon-reaction-28u24-p-9555.html>



Orteza zapobiegająca opadaniu stopy WalkOn Reaction 28U24

Cena	1 400,00 zł
Producent	Ottobock

Opis produktu

Wspomaga również staw kolanowy

Ludzie z trwałym uszkodzeniem mięśnia strzałkowego uzależnieni są od pomocy medycznej, która unosi ich stopy podczas chodzenia.

To jest dokładnie to, co potrafi WalkOn Reaction. Pomaga podnieść stopę podczas fazy przenoszenia, tak że chód staje się ponownie bardziej bezpieczny, a ryzyko potknięcia się i upadku jest mniejsze. Palce stopy już nie zahaczają o małe przeszkody lub nierówne podłoże.

Dzięki specjalnej konstrukcji, WalkOn Reaction wspiera również staw kolanowy. Gdy osłabione są również mięśnie zginające stopę podeszwowo (na dół), można również korzystać ze zwrotu dużej energii, który jest aktywowany w ortezie podczas ruchu przenoszenia stopy. Chodzenie jest wówczas bardziej naturalnie.

Rodzina produktów WalkOn

Istnieją cztery ortezy WalkOn. Pozwala to lekarzowi lub technikowi ortopedzie wybrać produkt, który jest najbardziej odpowiedni dla Twojej kondycji i stopnia porażenia.

Jedyną różnicą między WalkOn i WalkOn Trimable jest sposób, w jaki technik ortopeda dostosowuje ortezę do Ciebie. Twój specjalista wybierze najlepsze rozwiązanie.

Korzyści w skrócie:

Chodź bardziej naturalnie

WalkOn Reaction umożliwia niemal fizjologiczny chód. W zależności od bieżącej fazy cyklu chodu, wyprostowywanie i zginanie kolan jest wspomagane przez specjalne struktury ortezy (kontakt czołowy). Twój wzorzec chodu staje się płynniejszy.

Mniej ruchów kompensacyjnych

Ruchy kompensacyjne mogą prowadzić do oznak zużycia. WalkOn Reaction zmniejsza je poprzez wysoki zwrot energii. Idziesz bardziej symetrycznie, ponieważ orteza magazynuje energię z uderzenia piętą i uwalnia ją podczas ruchu przenoszenia stopy.

Więcej bezpieczeństwa

Zyskujesz bezpieczeństwo, ponieważ WalkOn Reaction wspiera i podnosi stopę w fazie przenoszenia podczas chodzenia. Ryzyko zahaczenia czubkiem stopy, na przykład o krawędź dywanu lub nierówność terenu jest mniejsze.

Używaj zwykłego obuwia

Orteza zmieści się do każdego buta, ze sztywną cholewką. Należy jedynie upewnić się, że but ma wzmocnioną piętę. Aby założyć ortezę, należy włożyć WalkOn Reaction do buta, a następnie włożyć stopę.

Lekka i dyskretna

WalkOn Reaction jest lekka, smukła i dyskretna pod ubraniem. Wyściółka goleni sprawia, że jest jeszcze bardziej wygodna. Wykonana jest z oddychającego materiału (Outlast), który zmniejsza nagrzewanie i pocenie..

Solidna i trwała

WalkOn Reaction jest szczególnie mocna. Udowodniono jej trwałość w licznych badaniach i długich testach funkcjonalnych.

Wskazania:

- Osłabienie mięśnia strzałkowego, z lub bez umiarkowanej spastyczności. Dla lekkiego upośledzenia mięśni odginających stopę i lekkiego upośledzenia wyprostu stawu kolanowego (np. stałe zmęczenie prostowników kolan podczas długotrwałego stania lub chodzenia)
- Przy lekkim osłabieniu mięśni zginających stopę podeszwowo oraz prostowników stawu kolanowego (np. stałe zmęczenie prostowników kolana podczas długotrwałego stania lub chodzenia)

Wskazanie często występuje po udarze, pourazowym uszkodzeniu mózgu, w przypadku stwardnienia rozsianego, atrofii nerwowo-mięśniowej i porażeniu nerwu strzałkowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 - 39 , 39-42 , 42-45 , 45-48

TYP: lewy , prawy