

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 16:00

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pionizator-statyczny-parapion-p-5590.html>



Pionizator statyczny PARAPION™

Cena	5 800,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	PARAPION™
Producent	Akces-Med

Opis produktu

Doskonale wiemy jak ważne dla pacjenta jest przyjęcie pozycji wyprostnej, dlatego stworzyliśmy wyrób o nazwie **PARAPION™**, który idealnie nadaje się do tego celu. Pionizator statyczny **PARAPION™** umożliwia pełną i bezpieczną pionizację pacjenta.

Stabilna konstrukcja, ergonomiczne peloty kolanowe, szerokie i dające poczucie stabilizacji pasy piersiowy i biodrowy to elementy, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas terapii.

Będąc w urządzeniu pacjent może zostać poddany zabiegom rehabilitacyjnym, a także wykonywać proste czynności domowe lub zawodowe.

Cztery ciche koła skrętne, umożliwiają swobodne przewożenie pacjenta w pozycji stojącej.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

WSKAZANIA

Zalecany dla osób, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.
- Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni - dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
- Mózgowe porażenie dziecięce - różne postacie.

TABELE POMIAROWE

Symbol	Pomiar orientacyjny	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	wzrost użytkownika*	[cm]	90 - 140	110 - 170	140 - 200
A/A1	szerokość obejmy biodrowej/piersiowej	[cm]	23	31	38
C	wysokość obejmy biodrowej	[cm]	61 - 90	80 - 104	92 - 122
C1	wysokość obejmy piersiowej	[cm]	73 - 111	92 - 126	107 - 163
	obwód obejmy biodrowej/piersiowej	[cm]	56 - 76	80 - 102	95 - 124
G	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	12 - 22	16 - 24	20 - 31
H	wysokość pelot kolanowych	[cm]	18 - 45	24 - 49	31 - 71
I	długość stopki	[cm]	20	27	30
	max. waga użytkownika	[kg]	30	55	95

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	56	56	67
Długość	[cm]	75	87	93
Wysokość	[cm]	73	92	107
Waga	[kg]	17	21,5	27,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA PIONIZATOR

Kod środka
Przeznaczenie

P125
schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny)

Odpłatność
Okres używalności
Lekarze upoważnieni

Bezpłatnie do wysokości limitu
Raz na 5 lat
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji

Limit NFZ

lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji ogólnej
lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu
2000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 (+ 100,00 zł), 3 (+ 200,00 zł)