

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podnosnik-transportowy-samson-p-15878.html>



## Podnośnik transportowy-SAMSON

Cena **4 380,00 zł**

Numer katalogowy **DRVF02**

Producent **Vitea Care**

### Opis produktu

#### CECHY PRODUKTU:

- rączka sterująca w kształcie litery „U”
- wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa
- bardzo łatwy montaż
- sterowanie elektryczne
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny
- wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii
- siłownik certyfikowanego producenta
- koła przednie obrotowe
- koła tylne wyposażone w hamulec
- regulowana szerokość nóg podstawy
- szeroka gama wyboru wygodnych w użyciu nosideł zapewniających właściwą stabilizację pleców: nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, nosidło ze stabilizacją głowy do kąpieli, nosidło z separatorem nóg, nosidło do kąpieli z separatorem nóg

#### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Podnośnik transportowy Samson jest przeznaczony do przenoszenia jednorazowo tylko jednego pacjenta. Przy podnoszeniu i dla bezpieczeństwa podczas transportu pacjent powinien znajdować się pod nadzorem przeszkolonego opiekuna. Do manewrowania podnośnikiem każdorazowo służy uchwyt do pchania. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom z urządzenia mogą korzystać pacjenci dotknięci:

- Paraparezą- niedowładem kończyn dolnych
- Paraplegią- obejmującą kończyny dolne
- Paraliżem
- Utratą kończyn
- Niewydolnością układu krążenia
- Zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej.
- Podnośnik może być również stosowany w przypadku opieki nad osobami starszymi.

---

## PRZECIWWSKAZANIA:

Podnośnik transportowy Samson nie jest urządzeniem służącym do przewożenia pacjentów na znaczne odległości. Należy wybrać nosidło zalecane przez lekarza dla danego pacjenta. Podczas przenoszenia pacjenta, gdy jest on zawieszony na nosidle podłączonym do podnośnika, nie należy przesuwac kółek podstawy przez przedmioty takie jak uniesione obramowania dywanów, progi drzwi, ani przez żadne nierówne powierzchnie, które mogą spowodować zachwianie się podnośnika. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów należy niezwłocznie przerwać transport pacjenta.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Długość (mm)                     | 1200       |
| Szerokość podstawy jezdnej (mm)  | 655        |
| Maksymalny rozstaw ramion (mm)   | 765        |
| Wysokość (mm)                    | 1330       |
| Zakres podnoszenia (mm)          | 550 - 1680 |
| Prędkość podnoszenia (mm/s)      | 31         |
| Średnica kół przednich (mm)      | 75         |
| Średnica kół tylnych (mm)        | 100        |
| Maksymalna waga użytkownika (kg) | 200*       |

UWAGA! Partie produkcyjne podnośnika Samson z datą produkcji przed 24.02.2025: dopuszczalna waga użytkownika - 180 kg.

Partie produkcyjne z datą produkcji po 24.02.2025: dopuszczalna waga użytkownika - 200 kg.