

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podpietki-medic-line-simon-sil-ms296-p-13413.html>

Podpiętki Medic Line SIMON SIL MS296

Producent

Mazbit



Opis produktu

- podpiętki silikonowe dla osób z ostrogą piętową
- wykonany z silikonu o dwóch gęstościach
- część przezroczysta stabilizuje i amortyzuje piętę, część kolorowa odciąża bolesne miejsca na kości piętowej
- zalecane do obuwia z zabudowaną piętą

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie

Wykonanie
Rozmiary

Podpiętki/zapiętki, Wyroby żelowe/silikonowe
Pozostałe dolegliwości
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny, Czółenka
Miękki silikon o dwóch gęstościach.
2, 4

Pranie

Mycie ręczne
Talk

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35/37 , 38/40 , 41/43 , 44/46