

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podpietki-medic-line-viva-10-mm-md361-p-13395.html>

## Podpiętki Medic Line VIVA 10 mm MD361

Producent

**Mazbit**



### Opis produktu

- kliny dla osób ze skrótem kończyny
- wydłużony korkowy profil pozwala podeprzeć piętę krótszej nogi i wyrównać asymetrię długości nóg
- zalecane do stosowania w obuwu z ustabilizowaną piętą
- wyściółka z naturalnej skóry

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Wykonanie  
Rozmiar  
Wysokość

Podpiętki/zapiętki  
Nierówności kończyn dolnych  
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie  
Naturalna skóra, sztywny profil  
24/29, 30/34, 35/37, 38/40, 41/43, 44/46  
5 mm MD468  
10 mm MD361  
15 mm MD363  
20 mm MD364  
25 mm MD365

### Pranie

Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca

---

się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.  
Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 24/29 , 30/34 , 35/37 , 38/40 , 41/43 , 44/46