

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/podporka-rocky-rocky-basic-p-15870.html>



Podpórka ROCKY, ROCKY BASIC

Cena	440,00 zł
Numer katalogowy	VCBK23231B, VCBK23242
Producent	Vitea Care

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- składana rama aluminiowa (łatwość transportu)
- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym
- hamulce z możliwością blokady
- cztery koła o średnicy 190 mm z możliwością demontażu
- podwójna regulacja wysokości (Rocky)
- ergonomiczne uchwyty
- pojemnik zakupowy
- uchylna barierka oparcia
- uchwyt na kulę

OPCJE:

Dostępna wersja ROCKY BASIC z pojedynczą regulacją wysokości.

PRZEWDZIANE ZASTOSOWANIE:

Podpórki rehabilitacyjne są sprzętem pomocniczym ułatwiającym pionizację i poruszanie się pacjentów o różnym typie zaburzeń motorycznych. Mogą być stosowane jako pomoc dla pacjentów po zabiegach chirurgicznych (operacje w obrębie kończyn dolnych) nie mogących posługiwać się kulami, nie wykazujących zaburzeń koordynacyjnych, pacjentów z lekką dysfunkcją kończyn dolnych lub ich osłabieniem. Są stosowane w przypadku pacjentów z zaburzeniami równowagi uniemożliwiającymi samodzielną pionizację i lokomocję oraz różnego typu dysfunkcjami krążeniowymi (np. chromanie przestankowe). Podpórki mogą być również stosowane jako pomoc w lokomocji pacjentów geriatrycznych.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na podpórce, zaburzenia koordynacji.

	Rocky	Rocky Basic
Szerokość (mm)	595	620
Wysokość uchwytów do prowadzenia (mm)	800-970	780-930
Wysokość siedziska (mm)	510-560	520

Szerokość siedziska (mm)	350	310
Waga (kg)	7,45	6,5
Maksymalna waga użytkownika (kg)	120	120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcja: Rocky (+ 20,00 zł), Rocky basic