

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/poduszka-pneumatyczna-przeciwodleżynowo-stabilizacyjna-vector-02-p-5093.html>



Poduszka pneumatyczna przeciwodleżynowo-stabilizacyjna. VECTOR 02

Cena **1 500,00 zł**

Numer katalogowy **VECTOR 02**

Producent **Vermeiren**

Opis produktu

Czasem konieczne jest odciążenie wrażliwego obszaru wokół kości ogonowej. VECTOR 02 spełnia doskonale tę rolę. Unikatowy układ komór zapewnia ponadto komfort, optymalną ochronę skóry, doskonałe prowadzenie nóg oraz większą stabilizację miednicy. 100% dająca się prać w pralce, zapewnia optymalną higienę, doskonałą temperaturę i regulację wilgotności. W razie potrzeby Vector 02 zapewnia lepszą funkcjonalność górnej części ciała i poszerza zasięg ramion u osób aktywnych.

W CAŁOŚCI DAJĄCA SIĘ PRAĆ W PRALCE.

Z higienicznego punktu widzenia, bardzo ważnym jest, że poduszkę można wyprać. Zwłaszcza w przypadkach gdzie występuje nie trzymanie moczy. Utrudnieniem jest konieczność usuwania zawartości poduszki przed praniem. Nowa poduszka VECTOR 02 pozwala umieścić ją w pralce w całości. Komórki SmartCells, które wypełniają poduszkę nie muszą być usuwane przed praniem. Dlatego poduszka jest idealna do stosowania w domach pomocy społecznej, oraz dla każdego, kto wymaga maksymalnej czystości poduszki. Poduszka VECTOR 02 jest pierwszą poduszką, którą można prać w całości w pralkach bez używania specjalnych worków do prania.

100% ODDYCHALNOŚCI I WENTYLACJI.

Otwarta struktura poduszki VECTOR 02 zapewnia 100% oddychalności i wentylacji. Korzystanie z oddychającej poduszki poprawia kontrolę temperatury i wilgotności, zwiększa wygodę i zmniejsza działanie tarcia i sił ścinających na deformowanie tkanki, co zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.

EFEKT PUDŁA.

Poduszka posiada zamek błyskawiczny po środku, To pozwala na lepsze zachowanie swojej objętości, co zatem wpływa na zwiększenie wsparcia i zmniejsza ryzyko wyslizgiwania się komórek SmartCells™ spod użytkownika. Efekt Pudła pozwala również terapeutom dostosować ilość komórek (dosypywanie lub usypywanie, tylko wtedy, gdy jest to konieczne), gdy użytkownik pozostaje w pozycji siedzącej na poduszce.

UNIKALNA KONSTRUKCJA.

Vector O2 składa się z 8 komór, każda spełniająca własną funkcję. Dzięki unikalnej konstrukcji, poduszka zapewnia skuteczny rozkład ciśnienia, co czyni z niej idealną przeciwoleżynową poduszką. Anatomicznie ukształtowana powierzchnia siedziska zapewnia wysoki poziom stabilizacji i wspierania optymalnego pozycję siedzenia. Komórki SmartCells posiadają specyficzny kształt i budowę, który w sposób optymalny zapewnia skuteczność. Od października 2017 mają dożywotnia gwarancję wytrzymałościową

WYGODNA PĘTELKA DO SUSZENIA.

Z tyłu poduszki jest specjalna pętka. Używa się jej do powieszenia poduszki VECTOR O2 w celu wysuszenia po wypraniu. Pętka również pełni inną dodatkową rolę, pozwala na prawidłowe założenie wierzchniego pokrowca na poduszkę i na orientowanie się gdzie jest tył poduszki a gdzie przód.

SPECJALNY POKROWIEC WIERZCHNI O2.

Poduszka VECTOR O2 jest dostarczana z dwoma wierzchnimi pokrowcami. Wykonane są z oddychającego, elastycznego materiału i obejmują tylko górną część poduszki wózka inwalidzkiego. Spód poduszki pozostaje całkowicie otwarty, aby umożliwić poduszce przewiewność w sposób ciągły. Oznacza to optymalną wentylację i wygodę dla użytkownika. Dostarczane są dwa pokrowce - zawsze jeden będzie czysty.

Poduszki VECTOR O2 występują w dwóch grubościach 6 cm i 10 cm.

Dodatkowe zalety:

- anatomiczna kształt poduszki,
- optymalne zanurzenie i stabilizacja,
- wygoda i idealny rozkład ciśnienia,
- doskonałe pozycjonowanie uda,
- doskonała stabilizacja miednicy,
- niska waga: 500g - 850g w zależności od rozmiaru,
- wytrzymałość do 250 kg,
- łatwa w użyciu,
- łatwa w utrzymaniu w czystości,
- ogromna trwałość,
- nie ma konieczności dopompowywania i okresowego sprawdzania poziomu ciśnienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 40cmx40cm , 40cmx45cm , 43cmx43cm , 45cmx40cm , 45cmx45cm , 45cmx50cm , 50cmx45cm , 50cmx50cm