

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/ponczochy-medyczne-uciskowe-1-klasa-kompresji-pani-teresa-classic-p-14270.html>



## POŃCZOCHY MEDYCZNE UCISKOWE 1 KLASA KOMPRESJI PANI TERESA® CLASSIC

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>100,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>PT 0406</b>            |
| Kod producenta   | <b>PT 0406</b>            |
| Producent        | <b>Pani Teresa</b>        |

### Opis produktu

#### Opis produktu

Pończochy medyczne uciskowe 1 klasy kompresji są profesjonalnym produktem medycznym, który dzięki zastosowaniu zmiennego, stopniowanego ucisku wykazuje działanie przeciwżylakowe. Wskazaniem do stosowania medycznych pończoch uciskowych 1 klasy kompresji są profilaktyka oraz leczenie pierwszych etapów choroby żyłnej, takich jak np.: narastający obrzęk kończyn w czasie dnia, uczucie ciężkości nóg, czy pojawiające się tzw. pajęczki żyłne (wszystkie wskazania – patrz poniżej). Dzięki regularnemu stosowaniu pończoch uciskowych o zmiennym stopniu kompresji zmniejsza się nasilenie pierwszych objawów choroby.

W celu osiągnięcia gwarantowanej wartości leczniczej, należy dobrać odpowiedni rozmiar produktu poprzez zmierzenie obwodów obu nóg w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów. Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym spoczynku, gdy nogi nie są jeszcze obrzęknięte.

Dokładamy wszelkich starań, aby wyroby PANI TERESA® cieszyły się zaufaniem, dlatego produkujemy je według rygorystycznych norm europejskich, w najnowocześniejszej technologii oraz przy użyciu najwyższej klasy surowców. Dzięki temu produkty pod marką PANI TERESA® spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, a przy tym są przyjazne i bezpieczne dla skóry człowieka

Zmienny, stopniowany ucisk, który jest gwarantem efektywnej terapii, dla produktów 1 klasy kompresji wynosi 15 – 21 mmHg. Wartości te potwierdzają certyfikaty.

#### WSKAZANIA:

- \* narastający obrzęk w czasie dnia pracy
- \* uczucie zmęczenia i ciężkości nóg odczuwane wieczorem
- \* żylaki kończyn dolnych u rodziców, rodzeństwa
- \* dziedziczne zaburzenia w zakresie układu krzepnięcia
- \* pojawiające się tzw. pajęczki żyłne
- \* po rozpoczęciu terapii hormonalnej (leki antykoncepcyjne lub hormonalna terapia zastępcza)
- \* widoczne żyły na kończynie bez wyraźnego uwypuklenia nad skórę

---

\* obrzęki nóg i powiększające się żyłki u kobiet ciężarnych

**PRZECIWWSKAZANIA:**

\* Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa

Pończochy produkowane są w wersji z czubkiem otwartym (wolne palce) i zamkniętym.

**SKŁAD SUROWCOWY:** Poliamid 78% Elastan 22% + taśma z silikonem

**GWARANCJA:** Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

**Dostępne rozmiary:**

**S, M, L, XL,**

**Dostępne kolory:**

**Dostępne typy:**

**z czubkiem zamkniętym, z czubkiem otwartym,**

**Dostępne długości:**

**krótkie, długie,**

**Instrukcja używania.**

**Dopasowanie rozmiaru:**

W celu prawidłowego dobrania rozmiaru zmierzyc obwody nogi w podanych punktach określonych w tabeli rozmiarów, a następnie zmierzyc wysokość A - G i wybrać długość produktu.

**Sposób nakładania:**

1. Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
2. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
3. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco naprężenie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
4. Nałożyć do pełnej długości.
5. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

**Uwagi:**

Medyczne wyroby uciskowe nakłada się inaczej niż zwykłe pończochy. Nakładanie medycznych pończoch zaleca się rano, przed wstaniem w pozycji leżącej. Dobór rozmiaru i stosowanie wyrobu skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób natychmiast zdjąć i skonsultować się z lekarzem. Przy używaniu wyrobów o 1 klasie kompresji należy uważać, aby nie uszkodzić wyrobu ostrymi przedmiotami: pierścieniem, zegarkiem, paznokciami. Nieprawidłowa pielęgnacja pięt oraz noszenie niewłaściwego obuwia (np. wkładki w obuwiu zwiększające tarcie) może przyczynić się do powstawania przetarć i uszkodzenia produktu.

**Przepis prania:**

Prać wodzie o temp. 40°C, prać w delikatnych środkach piorących, nie prasować, nie chlorować, nie wybielać, nie czyścić chemicznie, suszyć w stanie rozłożonym, z dala od źródeł ciepła.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

**Wysokość A - G**

**do 70 cm - krótkie**

**od 71 cm - długie**

**Produkt jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Deklaracja Zgodności CE wytwórcy.**

**TABELA ROZMIARÓW:**

| Oznaczenie miejsca | Pomiar (cm) | S | M | L | XL |
|--------------------|-------------|---|---|---|----|
|                    |             |   |   |   |    |

---

|          |  |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>g</b> | Obwód górnej części uda                              | 43 - 58 | 52 - 70 | 52 - 74 | 64 - 80 |
| <b>f</b> | Obwód na środku uda                                  | 40 - 52 | 46 - 61 | 49 - 62 | 56 - 69 |
| <b>d</b> | Obwód pod kolanem                                    | 27 - 34 | 32 - 40 | 36 - 43 | 40 - 49 |
| <b>c</b> | Obwód łydki w największym obwodzie                   | 29 - 35 | 34 - 41 | 37 - 45 | 42 - 48 |
| <b>b</b> | Obwód kostki mierzony w punkcie najmniejszego obwodu | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 31 |