

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/pulsoksymetr-napalcowy-z-funkcja-bluetooth-berry-bm1000c-p-15718.html>



## Pulsoksymetr napalcowy z funkcją Bluetooth BERRY BM1000C

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>80,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>BM1000C</b>  |
| Producent        | <b>Timago</b>   |

### Opis produktu

Pulsoksymetr napalcowy pozwala sprawdzić puls oraz poziom wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). Urządzenie jest małe i kompaktowe, proste w użyciu, niezawodne i trwałe.

#### **Wygoda**

Urządzenie jest niezwykle kompaktowe co w połączeniu z dołączaną smyczką, którą znajdziecie Państwo w zestawie GRATIS, sprawi że przechowywania lub przenoszenia tego urządzenia nawet Państwo nie odczują!

#### **Tętno spoczynkowe**

Pomiar tętna spoczynkowego jest bardzo ważny, gdyż sposób pracy naszego serca podczas gdy nie wykonujemy żadnych czynności mówi bardzo dużo o naszym zdrowiu i ogólnej kondycji.

#### **Poziom tlenu we krwi**

Twoje ciało wymaga bardzo dokładnej równowagi tlenu we krwi. Aby twoje ciało działało optymalnie, poziom tlenu we krwi powinien być powyżej 95%.

#### **Bluetooth**

Urządzenie może połączyć się z twoim telefonem. Wspiera systemy operacyjne iOS oraz Android. Dzięki takiemu połączeniu zyskujemy wygodny dostęp do analiz pomiarów.

#### **Bezpieczeństwo**

Pulsoksymetr jest zarejestrowany jako **urządzenie medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH** przez co spełnia najbardziej rygorystyczne normy, co **gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoką dokładność**.

#### **Aplikacja:**

Aplikację dostępna jest na iOS oraz Android. Wystarczy pobrać aplikację „OXICARE” z App Store lub "OXYCARE" z Google Play, uruchomić aplikację, utworzyć użytkownika, wyszukać urządzenie "Berrymed" i rozpocząć testowanie.

---

**Zastosowanie:**

Urządzenie mocuje się do palca i po kilku chwilach otrzymuje się informacje dotyczące poziomu wysycenia krwi tlenem. Wartość prawidłowa mieści się pomiędzy 95-98 proc. U osób po 70. roku życia za normę uznaje się wynik pomiędzy 94 a 98 proc.

Dane techniczne

**Parametry techniczne:**

- Wymiary: 58 × 34 × 30 mm
- Waga: 50g (wliczając baterie)
- Zasilany bateriami AAA (brak baterii w zestawie)
- Pulsoksymetr jest zarejestrowany jako urządzenie medyczne oraz posiada certyfikat CE