

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/stabilizujaca-orteza-reki-i-przedramienia-as-nx-01-p-6051.html>

Stabilizująca orteza ręki i przedramienia AS-NX-01



Cena	200,00 zł
Numer katalogowy	AS-NX-01
Producent	Reh4Mat
kolor	szary
Rozmiar	160.074.02, 03, 04

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Ażurowa orteza nadgarstka została wykonana według nowego bardziej anatomicznego kształtu, dzięki czemu lepiej stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy i nadgarstek.

W dolnej części wyrobu zastosowano anatomicznie wyprofilowaną szynę dłoniową, która galwanicznie została zabezpieczona przed działaniem ludzkiego potu. W górnej części wyrobu zainstalowano dwie listwy z tworzywa sztucznego, które wraz z łyżką dłoniową przekrojowo tworzą trzy obwodowe punkty podparcia kończyny górnej. Taki sposób stabilizacji przedramienia jest sposobem najbardziej skutecznym.

Mocowanie wyrobu na kończynie odbywa się przy użyciu dwóch taśm przedramienia oraz jednej taśmy dłoniowej. Zakres regulacji zapięcia jest bardzo duży i dzięki temu gwarantuje on duże możliwości regulacji i stabilizacji.

Orteza została wykonana z surowca ActivExpanse - gwarantującego doskonałą wentylację skóry.

ActivExpanse to innowacyjny, aktywny strukturalny surowiec 3D z funkcją przewietrzania skóry. Jest to wyjątkowo lekki, dwuwarstwowy przestrzenny surowiec; składający się zewnętrznie z poliamidowej dzianiny 3D o podwyższonej odporności mechanicznej, wewnątrz zaś z przyjaznej dla skóry dzianiny frotte z atestem Oeko-Tex Standard 100. Specyfika surowca ActivExpanse polega na tym, że nie jest on elastyczny przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, od zewnątrz zaś specjalistyczna hipoalergiczna dzianina przestrzenna 3D, wewnątrz której swobodnie migruje powietrze dotleniając powierzchnię skóry oraz obierając drobiny potu przenikające przez dzianinę frotte. Wyroby wykonane z tego surowca cechują się bardzo dużym komfortem ich użytkowania.

Konstrukcja ortezy oraz użyty surowiec przeciwdziałają wystąpieniu u jej użytkowników zespołu cieśni nadgarstka.

W dłoniowej części ortezy zainstalowano miękką elastyczną poduszkę poprawiającą komfort użytkowania wyrobu.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałek ścięgniętych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych

-
- profilaktycznie w sporcie

Właściwości

- **Doskonała stabilizacja** – dzięki zastosowaniu trzech usztywnień rozmieszczonych na obwodzie wyrobu, uzyskano doskonałą jego stabilizację.
- **Komfort użytkowania** – dzięki zastosowaniu dzianiny ActivSpace, pot od ciała pacjenta jest skutecznie odprowadzany.
- **Łatwość użytkowania** – prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
- **Utrzymanie właściwej higieny** – ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M , L , XL

TYP: lewy , prawy