

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/sztywny-kolnierz-ortopedyczny-profit-eb-ks-p-6203.html>

Sztywny kołnierz ortopedyczny profit EB-KS



Cena	185,00 zł
Numer katalogowy	EB-KS
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Kołnierz szyjny ortopedyczny sztywny typu Florida, wykonany z odpowiednio dobranej płyty polietylenowej wykończonej pianką poliuretanową oraz dzianiny ProFit. Jest to dwuwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku.

Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

Przeznaczenie

- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi)
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczy szyi spowodowanym różnymi przyczynami

Przeciwwskazania

- uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortozy (szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicznych) – po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym
- należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortozy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie
- w przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortozy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku

Rozmiar S	Obwód szyi 31-36 cm	Dostępne w wysokości 8,10,12 cm	Sposób dokonywania pomiaru
--------------	------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozmiar	Obwód szyi	Dostępne w wysokości	Sposób dokonywania pomiaru
M	37-42 cm		
L	43-48 cm		

Wszystkie rozmiary występują w trzech wysokościach 8, 10, 12 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość: 8 , 10 , 12

Rozmiar: S , M , L