

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-dla-dzieci-ortho-line-care-kid-ko10-p-13340.html>

## Wkładki dla dzieci Ortho Line CARE KID KO10

Producent

**Mazbit**



### Opis produktu

- wkładki, które wspierają łuk podłużny i stabilizują stopę
- wyprofilowanie tyłostopia stabilizuje piętę, utrzymuje ją w prawidłowej pozycji, chroniąc tym samym przed koślawieniem kostek
- warstwa amortyzacyjna absorbuje mikrowstrząsy, szczególnie duże podczas biegania i skakania
- pobudzają mięśnie i więzadła do dynamicznej pracy przy każdym kroku

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Rozmiar

Wkładki dla dzieci  
Płaskostopie podłużne, Koślawość pięty  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

### Pranie

Mycie ręczne  
Pranie w temperaturze 30°C  
Przecieranie chusteczką

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36