

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-medic-line-hawana-gel-ms307-p-13410.html>



## Wkładki Medic Line HAWANA GEL MS307

Producent

**Mazbit**

### Opis produktu

- wkładka do stosowania w obuwiu na wysokim obcasie
- żel absorbuje wstrząsy oddziałujące na piętę i śródstopie podczas chodzenia
- przeznaczone dla osób o wrażliwych stopach, znacznie podnoszą komfort użytkowania obuwia na obcasie
- wyściółka z materiału pochłaniającego pot

Rodzaj  
Przeznaczenie  
Obuwie

Wykonanie  
Rozmiar

Wkładki dla dorosłych, Wyroby żelowe/silikonowe  
Pozostałe dolegliwości  
Półbuty, Wizytowe damskie, Baleriny, Sandały, Czółenka,  
Japonki  
Warstwa materiałowa, sprężysty żel  
35/36, 37/38, 39/40, 41/42

### Pranie

Mycie ręczne

### Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle ( szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar buta:** 35/36 , 37/38 , 39/40 , 41/42