

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wkladki-ortho-line-balance-space-ao42-p-13347.html>



Wkładki Ortho Line BALANCE (SPACE) AO42

Producent

Mazbit

Opis produktu

- wkładki stabilizujące, odciążające przodostopie
- innowacyjne wyprofilowanie w okolicy łuku poprzecznego powoduje stabilne usytuowanie pierwszej i piątej głowy kości śródstopia
- korytkowe ukształtowanie tyłostopia stabilizuje piętę, co znacząco zwiększa równowagę podczas stania oraz w trakcie ruchu
- gwarantują poprawne ustawienie stopy w obuwiu roboczym i trekkingowym, o dużej tężości
- wyściółka z mikrofibry przyjazna skórze

Rodzaj
Przeznaczenie

Wkładki dla dorosłych
Płaskostopie podłużne, Płaskostopie poprzeczne, Koślawość pięty
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Obuwie
Rozmiar

Pranie

Mycie ręczne
Pranie w temperaturze 30°C
Przecieranie chusteczką

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 - 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar buta: 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48