

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wozek-inwalidzki-primero-wykonany-ze-stopow-lekkich-p-5735.html>



## Wózek inwalidzki PRIMERO wykonany ze stopów lekkich

Numer katalogowy

**VCWK9C**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności. Możliwość korzystania z wózka przez osoby po amputacji jedno- lub dwustronnej oraz dla osób po zabiegach operacyjnych.

#### CECHY PRODUKTU:

- składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- możliwość regulacji kąta oparcia oraz głębokości siedziska,
- demontowalna tapicerka nylonowa w kolorze czarnym,
- oparcie wykonane na bazie taśm Velcro° umożliwiających regulację głębokości,
- gruba, miękka poduszka,
- zabezpieczający pas biodrowy,
- uchylne i demontowalne podnóżki, wyposażone w możliwość regulacji kąta zgięcia i długości oraz wsparcie podudzi,
- możliwość zamiany ustawienia wysokości osi kół przednich i tylnych,
- możliwość przesunięcia środka ciężkości poprzez regulację ustawienia osi kół tylnych,
- uchylne i demontowalne podłokietniki,
- możliwość regulacji położenia podłokietników w płaszczyźnie poziomej i pionowej,
- regulacja wysokości uchwytów do prowadzenia wózka,
- tylna barierka stabilizująca wózek i ułatwiająca jego składanie,
- tylne kółka antywywrotne z regulacją wysokości,
- przednie koła pełne, rozmiar 200x50,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- pompka,
- hamulce wałkowe z regulacją siły docisku,
- aluminiowe ciągi.

	16"	18"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm
Głębokość siedziska	40 - 52,5 cm	40 - 52,5 cm
Wysokość wózka	91,5 - 103 cm	91,5 - 103 cm

---

Szerokość wózka	61 cm	68 cm
Długość wózka	107 cm	107 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm
Waga wózka	~19,5 kg	~19,5 kg
Maksymalne obciążenie	115 kg	115 kg
Słownik kodów	Dopłata	
P.129	1700	
P.120.01	1700	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 16" , 18"