

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 12:51

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/wozek-specjalny-dla-dzieci-racer-evo-p-5664.html>



Wózek specjalny dla dzieci RACER EVO™

Numer katalogowy	RACER EVO™
Producent	Akces-Med

Opis produktu

RACER EVO™ umożliwia przewożenie dzieci i dorosłych z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Znajduje zastosowanie zarówno w domu pacjenta jak i w ośrodkach rehabilitacyjnych. Stabilna konstrukcja oraz system pelot i pasów bezpieczeństwa sprawia, że użytkownik czuje się w wózku bardzo pewnie i bezpiecznie. Skrętne koła przednie ułatwiają manewrowanie i w istotny sposób poprawiają komfort jazdy.

Budowa siedziska wymusza prawidłową pozycję w wózku, która pomaga korygować wady postawy oraz w znaczącym stopniu zapobiega ich pogłębieniu. Bogate wyposażenie opcjonalne pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.

RACER EVO™ wykonany został z trwałych i wytrzymałych materiałów, które pozwolą korzystać z niego przez wiele lat. Wózek w bardzo szybki i prosty sposób możemy złożyć i rozłożyć. Dzięki temu przewożenie go w samochodzie lub przechowywanie w domu nie sprawia większych problemów.

Nowa przestrzenna tapicerka wykonana została z oddychających materiałów łatwych do utrzymania w czystości.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Elementy odblaskowe

Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze bezpieczeństwo.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Tapicerka przestrzenna

Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę przestrzenną. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

- Amortyzowane koła tylne zapewniają komfort spacerowania nawet po wyboistym terenie.
- System pelot zapewnia bezpieczeństwo podczas spacerów.
- Przednie koła skrętne ułatwiają manewrowanie wózkiem.

WSKAZANIA

Zalecany dla osób, u których rozpoznano:

- Choroby zwyrodnieniowe i motodestrukcyjne stawów.
- Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni - dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
- Mózgowe porażenie dziecięce - różne postacie.

TABELE POMIAROWE

Symbol W	Pomiar orientacyjny wzrost użytkownika*	Jednostka [cm]	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
A	szerokość siedziska	[cm]	33	36	39	45
L	głębokość siedziska	[cm]	33	43	47	47
C	wysokość oparcia (z zagłówkiem)	[cm]	50 - 62	60 - 72	66 - 84	66 - 84
E	szerokość oparcia	[cm]	30	32	36	41
F	długość podnóżków	[cm]	30 - 33	31 - 36	37 - 45	37 - 45
C1	wysokość oparcia (bez zagłówka)	[cm]	62	72	84	84
L1	głębokość siedziska do klina	[cm]	15 - 18	23 - 26	28 - 32	28 - 32
	długość stopki	[cm]	20	20	22	22
	wysokość rączek prowadzących	[cm]	106	106	106	106
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	10	10	15	15
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 140	90 - 135	90 - 140	90 - 140
Z	kąt pochylenia podnóżków	[°]	100 - 120	100 - 125	100 - 120	100 - 120
	max. waga użytkownika	[kg]	35	50	60	90

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? - kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

		Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Szerokość	[cm]	61	64	67	73
Długość	[cm]	107	128	145	145
Wysokość	[cm]	106	106	106	106
Szerokość	[cm]	61	64	67	73
po złożeniu					
Długość po złożeniu	[cm]	105	113	125	125
Wysokość	[cm]	50	52	58	58
po złożeniu					
Waga	[kg]	24	27	30	31

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY (Z WYŁĄCZENIEM WÓZKA INWALIDZKIEGO TOALETOWEGO)

Kod środka	Przeznaczenie:	Odpłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
P130	Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 4 lata		3000 zł
P131	Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 3 lata		3000 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ