

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/zelowy-pierscien-na-maly-palec-u-stop-y-z-oslona-medic-line-protect-gel-ms469-p-13429.html>



Żelowy pierścień na mały palec u stopy z osłoną Medic Line PROTECT GEL MS469

Producent

Mazbit

Opis produktu

- żelowy pierścień na mały palec u stopy z osłoną
- zapobiega powstawaniu otarć oraz bolesnych odcisków
- zabezpiecza V głowę kości śródstopia
- do stosowania w każdym typie obuwia

Rodzaj
Przeznaczenie
Obuwie

Wykonanie
Rozmiar

Wyroby żelowe/silikonowe
Pozostałe dolegliwości
Sportowe, Trekkingowe, Półbuty, Wizytowe męskie, Wizytowe damskie, Baleriny, Czółenka
Elastyczny żel oraz olej klasy medycznej
Uniwersalny

Pranie

Mycie ręczne
Talk

Wskazówki

Kształt wkładki jest optymalnie dopasowany do stopy, dlatego buty należy dopasować do wkładek, nigdy odwrotnie. Wkładki profilaktyczne stanowią element procesu rehabilitacji, poprawiają komfort chodzenia, amortyzują, zmniejszają obciążenia nóg, redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa, sprawiają, iż dysfunkcja się nie pogłębia lub opóźniają ten proces.

Dopasowanie wkładki jest uzależnione od rodzaju obuwia.

Obuwie, do którego planujemy włożyć wkładki powinno być ok 1 cm dłuższe niż zwykle (szczególnie ważne w przypadku stosowania wkładek u dzieci).

Nie należy wkładać wkładek do butów znoszonych.

Kupując wybrane wkładki Mazbit Medic line po raz pierwszy należy stopniowo przyzwyczajać do nich stopy. Początkowo zaleca się używanie wkładek przez 1 – 2 godzin dziennie i sukcesywnie wydłużać ten czas.

Aby dokonać właściwego wyboru wkładek ortopedycznych należy zbadać stopy i skonsultować się ze specjalistą.

