

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/dziecieca-orteza-nadgarstka-eb-n-p-6469.html>



Dziecięca orteza nadgarstka EB-N

Cena	130,00 zł
Numer katalogowy	EB-N
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Nasza **dziecięca orteza nadgarstka EB-N** stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy dziecka oraz zapewnia jego kompresję. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie tkanek miękkich (mięśni, więzadeł, torebki stawowej), przed urazem, a także jest doskonałą formą leczenia po doznanym urazie stawu.

SZCZEGÓLNE ZALETY

- **ORTEZA NADGARSTKA**
- **ALTERNATYWA GIPSU** – orteza zastępuje tradycyjne, ciężkie opatrunki gipsowe, zapewniając doskonałą stabilizację i wysoki komfort użytkowania
- **24-GODZINNA TERAPIA** – orteza może być stosowana jako całodobowe unieruchomienie i stabilizacja stawu nadgarstkowego podczas wielu codziennych aktywności
- **WYRÓB MEDYCZNY KL. I** – produkt jest zarejestrowanym i opatentowanym wyrobem medycznym klasy I
- **SZEROKI ZAKRES REGULACJI** – obwodowy pas nadgarstka został wykonany ze szczepnego materiału, co zapewnia indywidualne perfekcyjne dopasowanie ortezy do nadgarstka dziecka
- **PZYJAZNY DLA SKÓRY**
- **EKOLOGICZNY**
- **ODDYCHAJĄCY**
- **INNOWACYJNY**
- **BAWEŁNA**

PRZEZNACZENIE

- skręcenie nadgarstka
- zwinięcie nadgarstka
- stan zapalny stawu nadgarstkowego
- po urazie stawu promieniowo-nadgarstkowego
- zmiany przeciążeniowe

CZYM JEST SKRĘCENIE NADGARSTKA?

Ze skręceniem nadgarstka, a dokładnie stawu promieniowo-nadgarstkowego, mamy do czynienia w przypadku naciągnięcia lub naderwania więzadeł. Więzadła to mocne tkanki, które łączą kości i utrzymują je w prawidłowym miejscu, a także zabezpieczają i stabilizują staw. Skręcenie nadgarstka najczęściej powoduje upadek na wyprostowaną rękę.

Uraz skrętny nadgarstka może również wystąpić w trakcie nadmiernego skręcenia stawu podczas uprawiania sportów tj.

snowboard, rower czy narty.

Gdy dojdzie do skręcenia, dziecko odczuwa bolesność stawu, ograniczoną ruchomość i charakterystyczny dźwięk „przeskakiwania”. Podstawowym leczeniem delikatnego skręcenia jest ograniczenie ruchomości nadgarstka w specjalistycznej **dziecięcej ortezie EB-N**.

JAK DZIAŁA DZIECIĘCA ORTEZA NADGARSTKA EB-N?

Nasza **dziecięca orteza nadgarstka EB-N** stabilizuje staw promieniowo-nadgarstkowy dziecka oraz zapewnia jego kompresję. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie tkanek miękkich (mięśni, więzadeł, torebki stawowej), przed urazem, a także jest doskonałą formą leczenia po doznanym urazie stawu.

Orteza została wykonana z najwyższej jakości surowca **ProFit**.

ProFit jest to dwuwarstwowa tkanina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny. Jego zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu do ciała dziecka oraz redukuje drganie mięśni powstające w trakcie zwiększonego wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu, odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz skuteczne odprowadzanie potu, a jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. **ProFit** jest przyjazny dla skóry dziecka oraz posiada **atest Oeko-Tex Standard 100**.

Orteza EB-N ze, względu na innowacyjną konstrukcję, posiada szeroki zakres regulacji. Pas obwodowy został wykonany w pełni z materiału szczepnego, co zdecydowanie ułatwia indywidualne dostosowanie poziomu stabilizacji do potrzeb dziecka. Pas ten został dodatkowo wzmocniony, w związku z tym zapewnia doskonałe odciążenie stawu nadgarstkowego.

Materiał **ProFit**, perfekcyjnie dopasowuje się do kształtów anatomicznych ręki i tworząc tzw. „druga skórę”, zapewnia kompresję całego stawu promieniowo-nadgarstkowego. Bawełniane wyścielenie ortezy jest bardzo przyjazne dla skóry, zapewnia jej wentylację i naturalne oddychanie. Ciągła kompresja i zapewnienie stałej temperatury ciała pozwala na absorpcję wysięków w stawie nadgarstkowym i przyspiesza proces gojenia.

W bocznych partiach ortezy zastosowaliśmy wysokiej jakości materiał **AirSanmed** z certyfikatem medycznym. Materiał jest perforowany, więc doskonale wentyluje skórę dziecka. Dodatkowo, jego innowacyjna konstrukcja zapewnia stabilizację boczną, dzięki czemu staw nadgarstkowy Twojego dziecka, bez konieczności stosowania aluminiowych wzmocnień, ma zapewnioną doskonałą stabilizację w płaszczyźnie czołowej oraz strzałkowej.

AirSanmed zawiera antybakteryjne składniki na bazie nieorganicznego Zeolitu Srebra, które zapewniają długotrwałą skuteczność, a nawet przeciwdziałają najbardziej zakaźnym organizmom, takich jak MRSA i e-coli. Dzięki temu rozwiązaniu materiał ten spełnia wszelkie wymogi stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. oraz spełnia wymogi zawarte w załączniku nr I Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896).

TABELA ROZMIAROWA

Rozmiar	Obwód nadgarstka
1	9-11 cm
2	11-13 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2