

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/dziecieca-orteza-unieruchamiajaca-konczynne-dolna-am-tud-kd-p-6497.html>



Dziecięca orteza unieruchamiająca kończynę dolną AM-TUD-KD

Cena	250,00 zł
Numer katalogowy	AM-TUD-KD
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Kluczowym w procesie leczenia zwichnięcia stawu kolanowego jest jak najszybsze nastawienie zwichniętej kończyny oraz jej unieruchomienie w wyproście. Idealnie do tego celu nadaje się nasza niezawodna **dziecięca orteza unieruchamiająca kończynę dolną AM-TUD-KD**.

SZCZEGÓLNE ZALETY

- **ORTEZA KOLANA**
- **ALTERNATYWA GIPSU** - orteza zastępuje tradycyjne, ciężkie opatrunki gipsowe, zapewniając doskonałą stabilizację i wysoki komfort użytkowania
- **24-GODZINNA TERAPIA** - orteza może być stosowana jako całodobowe unieruchomienie i stabilizacja stawu kolanowego podczas wielu codziennych aktywności
- **WYRÓB MEDYCZNY KL. I** - produkt jest zarejestrowanym i opatentowanym wyrobem medycznym klasy I
- **EMERGENCY** - produkt idealnie sprawdza się w przypadku potrzeby nagłego unieruchomienia kolana, np. podczas transportu do szpitala.
- **PZYJAZNY DLA SKÓRY**
- **EKOLOGICZNY**
- **ODDYCHAJĄCY**
- **INNOWACYJNY**
- **BAWEŁNA**

PRZEZNACZENIE

- zwichnięcia stawu kolanowego
- stawu kolanowego
- niestabilność kolana
- uszkodzenia więzadeł kolana LCL, MCL i ACL
- uszkodzenia łąkotek
- złamanie rzepki
- zwichnięcie rzepki
- stany zapalne kolana
- młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
- nieswoiste zapalenia kości
- martwica kości
- artroskopia stawu kolanowego (rekonstrukcja więzadeł, usuwanie łąkotek)
- inne zabiegi operacyjne stawu kolanowego

CZYM JEST ZWICHNIĘCIE KOLANA?

Jest to ciężkie uszkodzenie stawu kolanowego, będące następstwem urazu bezpośredniego lub pośredniego. W jego wyniku dochodzi do zerwania więzadeł i utraty stabilizacji kolana.

Przy zwichnięciu stawu kolanowego często również dochodzi do uszkodzenia wyniosłości międzykłykciowych, łąkotek i powierzchni stawowych. Po doznanym urazie kolana dziecko odczuwa dużą bolesność stawu, obrzęk oraz ciepłotę skóry. Ponadto, obrysy kończyny są zniekształcone, a ruchomość zniesiona do minimum.

Kluczowym w procesie leczenia jest jak najszybsze nastawienie zwichniętej kończyny oraz jej unieruchomienie w wyproście. Idealnie do tego celu nadaje się nasza niezawodna **dziecięca orteza unieruchamiająca kończynę dolną AM-TUD-KD**.

JAK DZIAŁA DZIECIĘCA ORTEZA UNIERUCHAMIAJĄCA KOŃCZYNĘ DOLNĄ AM-TUD-KD?

Dziecięca orteza AM-TUD-KD zapewnia unieruchomienie kończyny dolnej w wyproście. Jej otwarta konstrukcja pozwala na unieruchomienie kończyny nawet w przypadku występowania masywnych obrzęków i dysproporcji obwodów uda i podudzia. Ponadto, cztery pasy obwodowe pozwalają na szybkie odpięcie ortezy i wymianę opatrunków oraz kontrolę stanu skóry i redukcję ryzyka powstania martwicy w całym procesie leczenia. Z tego powodu nasz tutor kończyny dolnej jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnego i ciężkiego opatrunku gipsowego. Nasza orteza w tylnej części została wykonana z innowacyjnego i przyjaznego dla skóry materiału **ActivDistance II**.

Surowiec **ActivDistance II** to aktywny trójwarstwowy materiał, który składa się z bardzo mocnej nierozciągliwej okładziny poliamidowej, posiadającej charakterystykę samoszczepną, z pianki komfortowej oraz bawełnianej dzianiny frotte. Ostatnia warstwa surowca **ActivDistance II** odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz skuteczne odprowadzanie potu. Warstwa ta jest przyjazna dla skóry pacjenta oraz posiada **atest Oeko-Tex Standard 100**. Funkcja samoszczepna materiału zapewnia bardzo szeroki zakres regulacji obwodowej tutora.

Nasz **dziecięcy tutor kolana AM-TUD-KD** posiada 3 aluminiowe, anatomicznie wyprofilowane stalki, które utrzymują kolano w wyproście i zapewniają stabilizację, zarówno w płaszczyźnie czołowej jak i strzałkowej. Cztery pasy obwodowe pozwalają na regulowanie indywidualnego poziomu kompresji i stabilizacji, w zależności od potrzeb terapeutycznych. Ponadto, szczepność całego materiału zapewnia szeroki zakres regulacji obwodowej ortezy.

Przednie panele ortezy, wyposażone w stalki boczne, zostały wykonane z innowacyjnego i przyjaznego dla skóry materiału **ActivExpanse**.

ActivExpanse to aktywny strukturalny surowiec 3D z funkcją przewietrzania skóry. Jest to wyjątkowo lekki, dwuwarstwowy przestrzenny materiał, składający się zewnątrz z poliamidowej dzianiny 3D o podwyższonej odporności mechanicznej, wewnątrz zaś z przyjaznej dla skóry dzianiny frotte z atestem Oeko-Tex Standard 100. Specyfika surowca **ActivExpanse** polega na tym, że nie jest on elastyczny, przez co polepsza stabilizację zabezpieczonej części ciała. Przy skórze pacjenta znajduje się przewiewna bawełniana dzianina frotte, od zewnątrz zaś specjalistyczna hipoalergiczna dzianina przestrzenna 3D, wewnątrz której swobodnie migruje powietrze dotleniając powierzchnię skóry oraz obierając drobiny potu przenikające przez dzianinę frotte. Wyroby wykonane z tego surowca cechują się bardzo dużym komfortem ich użytkowania i są skuteczne i bezpieczne dla najmłodszych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3