

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/elastyczny-tkaninowy-stabilizator-stawu-skokowego-p-5474.html>



Elastyczny tkaninowy stabilizator stawu skokowego

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	SP-167A
Producent	Special

Opis produktu

Elastyczny tkaninowy stabilizator stawu skokowego z zamkniętą piętą. Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie z serii DELUXE COMPRESSION z dodatkiem jedwabiu.

Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- Zapobiega powstawaniu dalszych urazów
- Działa profilaktycznie

Dzięki konstrukcji zamkniętej na pięcie doskonale wzmacnia również ścięgno Achillesa oraz więzadła.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic stabilizator posiada efekt termiczny, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Polecany również w przypadku bólów reumatycznych stawów - powoduje ich wewnętrzne rozgrzanie.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość poprawy siły wchłaniania wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą odprowadza wchłoniętą wilgoć na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina posiada funkcję antybakteryjną. W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako antybakteryjna, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie polecana dla osób z nadwrażliwością skórną, ze skłonnościami do alergii i uczuleń.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół kostki)

S: 19,7-21,6cm,

M: 22,2-24,1cm,

L: 25,4-27,9cm,

XL: 29,2-31,8cm,
XXL: powyżej 33cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL , XXL