

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/fotelik-rehabilitacyjny-slonik-bodymap-p-5658.html>



Fotelik rehabilitacyjny SŁONIK™ BodyMap

Numer katalogowy	SŁONIK™ BodyMap
Producent	Akces-Med

Opis produktu

Fotelik rehabilitacyjny **SŁONIK™ BodyMap** służy do wstępnej pionizacji dzieci w pozycji siedzącej. Prosty w budowie i obsłudze, a zarazem bardzo funkcjonalny. Bezpiecznie mogą go używać zarówno dzieci z podwyższonym napięciem mięśniowym, oraz bardzo wiotkie o zmniejszonym napięciu mięśniowym. Zastosowanie systemu **BodyMap** pomaga korygować wady postawy. Fotelik **SŁONIK™ BodyMap** jest bardzo przydatny w wielu schorzeniach ortopedycznych. Kamizelka bezpieczeństwa wyposażona została w innowacyjny system typu **CHWYĆ I POCIĄGNIJ®**. Umożliwia on błyskawiczne i dokładne zabezpieczenie dziecka. Rozmiar **3** fotelika wyposażono w składany podnózek, który jest bardzo pomocny podczas sadzania pacjenta w foteliku.

W trosce o ludzi i środowisko produkt został wykonany z ekologicznych, bezpiecznych materiałów.

W skład systemu **BodyMap** wchodzi:

- poduszka siedziska ze stabilizacją miednicy i z klinem międzyudowym **BodyMap A+** - dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu, siedzenie w pożądaney, poprawnej pozycji jest jeszcze łatwiejsze, a profilowany klin zapobiega krzyżowaniu się nóg.
- poduszka oparcia z boczna stabilizacją tułowia **BodyMap B+** - zapewnia dodatkową stabilizację tułowia idealnie dopasowując się do kształtu kręgosłupa. Stosowana zarówno do korekcji jak i zwiększenia komfortu. Teraz już nie musisz korzystać z dodatkowych „wypełniaczy” i wałków.
- zagłówek **BodyMap DZ** - dzięki niemu głowa zawsze będzie odpowiednio i stabilnie podparta. Łatwo dopasowuje się do kształtu głowy, a dzięki właściwościom granulatu wypełniającego poduszkę można dodatkowo zwiększyć stabilizację z każdej ze stron.
- separator nóg wraz z pasem tydkowym - wspomaga utrzymanie podudzi w prawidłowym ustawieniu, co wraz ze stabilizacją stóp zabezpiecza dodatkowo przed krzyżowaniem się nóg.
- dwufunkcyjna pompka elektryczna - dzięki niej formowanie poduszek jest proste i szybkie. Co najważniejsze możemy dokonywać korekcji kształtu poduszki bez konieczności wyciągnięcia użytkownika z wózka. Wystarczy wtłoczyć nieco powietrza do wnętrza poduszki, aby ponownie móc zmienić jej kształt.

System **BodyMap®** istotnie wpływa na uzyskanie i utrzymanie prawidłowej pozycji w foteliku, zapewniając jednocześnie pełną stabilizację ciała. Ułatwia to korekcję wad postawy oraz w znaczącym zakresie zapobiega ich pogłębianiu się. Bogate wyposażenie opcjonalne dla systemu **BodyMap®** oraz regulacja podnóżków i oparcia pozwalają jeszcze lepiej dopasować produkt do indywidualnych potrzeb i dysfunkcji użytkownika.

Poszczególne elementy systemu podciśnieniowego możemy też swobodnie wykorzystać w innych sprzętach. Ich montaż jest łatwy i intuicyjny. Wystarczy zamontować na innej powierzchni elementy czepne, aby w pełni korzystać z zalet systemu **BodyMap®**.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

System BodyMap®

Wózek został zaprojektowany z myślą o pełnej stabilizacji pacjenta z wykorzystaniem podciśnieniowego systemu BodyMap®

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

- Wyjątkową zaletą fotelika SŁONIK BodyMap™ jest idealne połączenie konstrukcji wyrobu oraz podciśnieniowego systemu BodyMap®
- Do wyposażenia standardowego wózka dodawana jest elektryczna dwufunkcyjna pompka, która znacznie ułatwi i przyspieszy wypuszczanie powietrza z poduszek

WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne.
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

OBOWIĄZUJĄCY KOD NFZ NA SIEDZISKO ORTOPEDYCZNE DLA DZIECI STABILIZUJĄCE PLECY I GŁOWĘ

Kod środka	Przeznaczenie:	Opłatność:	Okres używalności:	Lekarze upoważnieni:	Limit NFZ:
P132	Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę	Bezpłatnie do wysokości limitu	Raz na 2 lata		700 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości do 150% limitu NFZ