

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 18:30

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/k-active-tape-precut-nadgarstek-p-13325.html>



K-Active Tape PreCut Nadgarstek

Producent

K-Active

Opis produktu

Innowacja w Kinesiology Tapingu

Gotowe by działać

Stanowią doskonały sposób oszczędności czasu terapeuty jak i kontynuację terapii przez samodzielną aplikację wykonaną przez pacjenta.

zastosowanie:

- Skręcenia nadgarstka
- Niestabilność nadgarstka
- Zespół cieśni nadgarstka

Do aplikacji dołączona jest **szczegółowa instrukcja** - jak przykleić.

w przypadku zamówienia telefonicznego:

660 680 702

możliwa wysyłka

PreCut – do 2 szt:

Poczta Polska - przesyłka polecona ekonomiczna - 5 zł

przedpłata na konto :

ING Bank Śląski O/Lublin nr 81 1050 1953 1000 0090 7014 0174

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny , niebieski , różowy