

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/kolnierz-szyjny-typu-schanza-ebkm-p-6202.html>

Kołnierz szyjny typu schanza EBKM



Cena	120,00 zł
Numer katalogowy	EB-KM
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Kołnierz szyjny miękki typu Schanza, wykonany z odpowiednio dobranej pianki poliuretanowej oraz dzianiny ProFit. Jest to dwuwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku.

Właściwości

Stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, odciąża mięśnie szyi, Wskazania, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

Przeznaczenie

- w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych szyi i barków spowodowanych urazem, przeciążeniem lub zmianami zwyrodnieniowymi
- w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego połączonych z objawami neurologicznymi (radikulopatia szyjna, parestezje kończyn górnych, zawroty głowy i zaburzenia równowagi)
- w bólach głowy i szumach usznych pochodzenia szyjnego
- w kręczy szyi spowodowanym różnymi przyczynami

Przeciwwskazania:

- uczucie duszności i dyskomfort, nasilenie istniejących dolegliwości może znacznie ograniczyć lub nawet uniemożliwić stosowanie ortozy (szczególnie u osób z przerostem tarczycy, przy znacznej otyłości, przy nasilonych zaburzeniach nerwicowych) – po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym
- należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowanie ortozy zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie
- w przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) stosowanie ortozy jest ograniczone – możliwe po założeniu opatrunku

Rozmiar
SObwód szyi
31-36 cmDostępne w wysokości
8,10,12 cm

Sposób dokonywania pomiaru

Rozmiar
M

Obwód szyi
37-42 cm

Dostępne w wysokości

Sposób dokonywania pomiaru

L

43-48 cm

Wszystkie rozmiary występują w trzech wysokościach 8, 10, 12 cm

Sposób zakładania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość: 8 , 10 , 12

Rozmiar: S , M , L