

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/krzeselko-szkolno-terapeutyczne-jordi-p-5596.html>



Krzeselko szkolno-terapeutyczne JORDI™

Cena	4 100,00 zł
Numer katalogowy	JORDI™
Producent	Akces-Med

Opis produktu

JORDI™ jest krzesłem szkolno-terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **JORDI™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Solidna konstrukcja oraz regulacja funkcji kubekowej to zalety fotelika, które szczególnie docenią terapeuci. Dodatkowo fotelik posiada regulację wysokości oraz szerokości i głębokości siedziska. **JORDI™** już w opcji standardowej staje się idealnym narzędziem w procesie rehabilitacji, a bogata lista akcesoriów pozwala na pełne dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dodatkowym atutem jest tapicerka medyczna, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy tapicerkę medyczną **Extreme-Med™**, która posiada atesty niepalności **CRIB7**, jest antybakteryjna i antygrzybiczna. Tapicerka ta występuje w trzech, popularnych kolorach dziecięcych, wybieranych najczęściej przez rodziców dla swoich pociech.

Fotelik wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępny w **4** rozmiarach

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne

Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Funkcja kubekowa

Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

Gwarancja 24 miesiące

Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Chwyć i pociągnij

Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.

- Tapicerka medyczna zastosowana w foteliku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.
- Fotelik w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylenia.
- Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóg z łatwością możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika.

WSKAZANIA

Zalecany dla dzieci i młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postaci.
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe).
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i neurologiczne
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu.
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami

TABELE POMIAROWE

Symbol	Opis orientacyjny	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
W	wzrost użytkownika*	[cm]	90 – 110	100 – 120	110 – 150	150 – 180
A	szerokość siedziska	[cm]	25	30	37	45
E	szerokość oparcia (z pelotami)	[cm]	12 – 22	15 – 26	22 – 33	30 – 42
L	głębokość siedziska	[cm]	23 – 29	26 – 34	30 – 40	35 – 45
C1	wysokość oparcia	[cm]	33	39	46	55
C	wysokość zagłówka (opcja)	[cm]	43 – 59	50 – 66	58 – 74	67 – 83
F	wysokość siedziska od podłoża	[cm]	26 – 30	31 – 39	37 – 49	42 – 56
Z	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 – 135	90 – 135	90 – 135	90 – 135
	max. waga użytkownika	[kg]	50	65	80	120

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.

[Jak mierzyć pacjenta? – kliknij](#)

WYMIARY I WAGA SPRZĘTU

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Szerokość	[cm]	37	42	52	64
Długość	[cm]	48	54	60	68
Wysokość	[cm]	56	68	80	92
Waga	[kg]	6,5	8	10	12

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 (+ 200,00 zł), 3 (+ 400,00 zł), 4 (+ 900,00 zł)