

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodlezynowy-viscoflex-do-lozek-dzieciecych-p-10314.html>



## Materac przeciwodleżynowy Viscoflex do łóżek dziecięcych

Cena	<b>2 500,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>P161MOKPMHI170</b>
Producent	<b>System</b>

### Opis produktu

## Materac przeciwodleżynowy Viscoflex do łóżek dziecięcych z pokrowcem

- Formowany materac gofrowy wykonany z dwóch warstw piany niepalnej z wycięciem na miednicę, pozwalającym na lepsze zabezpieczenie pośladków i okolicy krzyżowej w pozycji pólśiedzącej
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku
- Duża powierzchnia płytkich bloczków – pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na powstawanie odleżyn
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza
- Warstwa wierzchnia: 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup>
- Warstwa spodnia: 8 cm pianki wysokoelastycznej HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
- Kompatybilny z łózkami rehabilitacyjnymi
- Zaokrąglone rogi- ułatwiają instalację w łóżku

### Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup> (górna warstwa materaca)

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i temperatury, zapewniając maksymalny obszar kontaktu ciała z materacem

- 
- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka wznoszą krążenie
  - Poprawia komfort - daje wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
  - Zapewnia dobrą wentylację - ograniczając rozwój grzybów i pleśni
  - Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania - ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdarciami, kruszeniem)
  - Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
  - Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika

### **Piana HR o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup> (dolna warstwa materaca)**

- Piana wysoko-elastyczna
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom
- Gwarantuje przyjemny komfort
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Odzwierciedla nierówny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika
- Zabezpiecza przed utratą sprężystości i nadmiernym zapadaniem się użytkownika

### **Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille**

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarciu
- Nieprzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antybakteryjne i antygrzybicze)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza
- Można dezynfekować na zimno
- Posiada atest niepalności

UWAGA:

**Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.**

**Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-cięśniowe**

**przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I-III oraz**

---

#### **IV z wykorzystaniem pomocy pozycjonujących.**

**Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych**

**nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.**

**Zwracamy się z prośbą, aby przed wyborem materaca zapoznać się dokładnie z tabelą rozmiarów. Wymiary naszych materacy są w odpowiedniej tolerancji mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek co powoduje, że idealnie dopasowują się do większości z nich. Informujemy również, iż nasze materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą wtrysku, w wyniku czego podstawa materaca jest szersza niż jego wierzch. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na jakość i walory użytkowe wybranego rozmiaru materaca.**