

Link do produktu: <https://sklep.haltia.pl/materac-przeciwodleżynowy-viscoflex-evolutive-p-10315.html>

Materac przeciwodleżynowy Viscoflex Evolutive



Cena	2 100,00 zł
Numer katalogowy	P161MOEPMHI
Producent	System

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy Viscoflex Evolutive z pokrowcem

- Formowany materac jednosekcyjny wykonany z dwóch warstw piany niepalnej z wycięciem na miednicę z dwoma wkładami z białej piany Viscoflex
- Trwały, elastyczny, komfortowy i miły w dotyku
- Duża powierzchnia płytkich bloczków - pozwala na zwiększenie kontaktu ciała pacjenta z materacem, co obniża nacisk w miejscach narażonych na nowstawanie odleżyn
- Kanały wentylacyjne pomiędzy bloczkami zapewniają prawidłowy przepływ powietrza
- Warstwa wierzchnia: 6 cm pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m³
- Warstwa spodnia: 8 cm pianki wysokoelastycznej HR o gęstości 40 kg/m³
- 2 wkłady z białej piany Viscoflex- pozwalają na lepszy rozkład nacisku ze stref wysokiego ryzyka
- Kompaktilny z łózkami rehabilitacyjnymi
- Zaokrąglone rogi- ułatwiają instalację w łóżku

Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m³ (górna warstwa materaca)

- Precyzyjnie dopasowuje się do ciała, nie tylko pod wpływem nacisku ale i temperatury, zapewniając maksymalny obszar kontaktu ciała z materacem

- Zapewnia redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka - wspomaga krążenie
- Poprawia komfort - daje wrażenie otulenia i relaksu i stabilizuje pacjenta
- Zapewnia dobrą wentylację - ograniczając rozwój grzybów i pleśni
- Efekt skórki uzyskany dzięki procesowi formowania - ochrona piany przed niszczącymi czynnikami (rozdarzaniem, kruszeniem)
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika.

Piana HR o gęstości 40 kg/m³ (dolna warstwa materaca)

- Piana wysoko-elastyczna
- Zwiększona sprężystość i wytrzymałość
- Miliony pęcherzyków pozwalają idealnie dopasować się do anatomicznego kształtu ciała oraz zapewniają doskonałą wentylację - (zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni) dlatego polecana jest nawet alergikom.
- Gwarantuje przyjemny komfort
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Odzwierciedla nierówny kształt dwa razy szybciej niż piana standardowa.
- Szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika
- Zabezpiecza przed utratą sprężystości i nadmiernym zapadaniem się użytkownika

Białe wkłady z piany Viscoflex 51 x 43 cm (w okolicy miedniczej oraz piętowej)

- Zmiana gęstości pozwala na lepszy rozkład nacisku dzięki przeniesieniu go z obszarów o niższej gęstości (biała piana) w kierunku obszarów o wyższej gęstości (niebieska piana)
- Zapewnia jeszcze większą redukcję nacisku w miejscach wysokiego ryzyka, wspomaga krążenie
- Zapewnia dobrą wentylację - ograniczając rozwój grzybów i pleśni
- Wysoka trwałość i odporność na odkształcenia
- Atest niepalności - bezpieczeństwo użytkownika.

Pokrowiec PU bi-elastyczny Polymaille

- Rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta przez co zapobiega tarciu.
- Nierzemakalny i oddychający
- Hypoalergiczna powłoka z poliuretanu (właściwości antibakteryjne i antygrzybicze)
- Posiada antypoślizgową podstawę
- Posiada zamek błyskawiczny z trzech stron - łatwe zdejmowanie do prania.
- Można prać w temp. do 95 stopni Celsjusza.
- Można dezynfekować na zimno.
- Posiada atest niepalności.

UWAGA:

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym pokrowcu Polymaille.

Materac całkowicie zastępuje tradycyjne materace zmienno-ciśnieniowe

przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I-IV.

Jest to szczególnie ważne dla pacjentów, u których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort związany z wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych

nie jest zalecane lub jest wręcz niemożliwe.

Zwracamy się z prośbą, aby przed wyborem materaca zapoznać się dokładnie z tabelą rozmiarów. Wymiary naszych materacy są w odpowiedniej tolerancji mniejsze od wymiarów leża producentów łóżek co powoduje, że idealnie dopasowują się do większości z nich. Informujemy również, iż nasze materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej metodą wtrysku, w wyniku czego podstawa materaca jest szersza niż jego wierzch. Fakt ten nie ma żadnego wpływu na jakość i walory użytkowe wybranego rozmiaru materaca.

Każdy oferowany przez nas materac firmy System ze względu na swoją unikalną technologię produkcji posiada nieregularne otwory technologiczne oraz pęcherzyki powietrzne widoczne na spodzie materaca . Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego i nie ma żadnego wpływu na jakość oraz walory użytkowe materaca

